

# PF22/QC22

Riempitrice peristaltica PF22


**Flexicon**  
Liquid Filling

## Caratteristiche e vantaggi

- Volumi di riempimento da 5 ml a oltre 5.000 ml con un'accuratezza di +/- 0,5 %
- La sostituzione del fluid path può essere effettuata in meno di un minuto
- L'accuratezza costante nel riempimento elimina il rischio di un riempimento eccessivo costoso
- Nessuna formazione di schiuma, spruzzi o gocciolamento tra i cicli di riempimento
- Nessuna contaminazione incrociata



## PF22 – capacity diagram (based on water)




## Specifiche tecniche

	PF22/QC22
Intervallo volume di riempimento	5-5000 ml
Precisione	±0,5 %
Classe di protezione	IP31
Alimentazione	110/230 VAC, 50/60 Hz
Potenza assorbita	Max 350 W
Peso	25 kg
Peso	55 lb
Accessori	Ugelli di riempimento, tubo, supporto di riempimento, sistema pneumatico di ugelli a immersione, interruttore a pedale, stampante
Dimensioni tubo compatibili	Diam. int. 3,0-12,5 mm

## Materiali di costruzione

	PF22/QC22
Alloggiamento	Acciaio inox AISI 304, Alluminio anodizzato
Gruppo del corpo testa	Alluminio anodizzato
Gruppo del rullo testa	Acciaio inox 304, Alluminio anodizzato

## Dimensioni PF22/QC22



*Dimensions in mm/inch*

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Flexicon A/S declina ogni responsabilità per eventuali errori in esso contenuti e si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preavviso. AVVERTENZA: Questi prodotti non sono stati progettati per l'utilizzo in applicazioni di tipo medicale e, pertanto, non devono essere usati per tali applicazioni. asepticus e Accusil sono marchi registrati.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



19 June 2023