

PF7 e PF7+

Riempimento di liquidi

Macchine da banco per il riempimento peristaltico: ottimizzate per garantire prestazioni accurate, affidabili e ripetibili

Le riempitrici da banco di alta qualità Flexicon sono lo strumento perfetto per il vostro processo di riempimento finale.

Sviluppata per il riempimento accurato e affidabile di fluidi sensibili in ambienti di produzione conformi alle norme GMP e camere bianche, la nostra gamma di riempitrici da banco offre una soluzione affidabile, flessibile e scalabile.



L'unità PF7 è una macchina flessibile, affidabile e versatile per il riempimento peristaltico. Sviluppata per proteggere il vostro prezioso prodotto in ambienti di produzione conformi alle norme GMP, la PF7 fornisce una soluzione affidabile e di alta qualità.

- Riempimento di precisione di micro-volumi
- Precisione ripetibile superiore a ±0,5% per evitare costosi sprechi dovuti al riempimento eccessivo
- Nessuna formazione di schiuma, spruzzi o gocciolamento tra i cicli di riempimento
- Interfaccia utente intuitiva e potente
- Concepita per fluid path monouso

Scegliete il prodotto giusto per il vostro processo di riempimento	PF7+	PF7
Riempimento di precisione di micro-volumi	•	•
Precisione di riempimento ripetibile superiore a $\pm 0,5$ % per evitare costosi sprechi dovuti al riempimento eccessivo	•	•
Nessuna formazione di schiuma, spruzzi o gocciolamento tra i cicli di riempimento	•	•
Ricette programmabili dall'utente che ha la possibilità di definire i parametri di riempimento	•	•
Collegamento a un'ampia gamma di bilance e stampanti, per una taratura priva di errori e la produzione di report sui lotti a supporto della conformità alle norme GMP e alle prescrizioni normative	•	•
Superfici facili da pulire, prive di zone di intrappolamento e caratterizzate da un design ergonomico per il funzionamento sul banco, in isolatori e unità LAF	•	•
Display a colori chiaro e intuitivo dotato di tastiera con tasti di grandi dimensioni, per un facile uso anche quando si indossano gli indumenti protettivi previsti per gli ambienti sterili	•	•
Avvio a zero sprechi	•	
Conformità al codice 21 CFR parte 11	•	
Rapporti sui lotti via Ethernet e su unità USB rimovibile	•	
Controllo del peso al 100% durante il processo	•	
Ritaratura dinamica	•	
Indicatori della tolleranza di riempimento per uno scarto semplice	•	
Supporto per tastiera USB e scanner per codici a barre	•	

Spreco zero: massima precisione dopo l'adescamento/la taratura



Migliorate le prestazioni dei vostri processi critici



Le caratteristiche del modello PF7+ potenziano le consolidate capacità della pompa leader del settore PF7. Sviluppata per i processi di riempimento asettico critici, l'unità PF7+ è una pompa peristaltica intuitiva. Quando è collegata al kit di riempimento avanzato, la riempitrice PF7+ offre le funzioni seguenti:

- Avvio a zero sprechi
- Controllo del peso fino al 100% durante il processo
- Ritaratura dinamica
- Indicatori a colori della tolleranza di riempimento per lo scarto dei flaconi

Grazie alla migliore tracciabilità del processo offerta dalla produzione di report sui lotti e da audit trail in tempo

reale via Ethernet, la pompa PF7+ elimina la necessità di accedere alla camera bianca e consente di ottenere con semplicità un audit trail completo.

Abbiamo inoltre migliorato la sicurezza mediante tre livelli utente con autorizzazioni uniche, il blocco automatico temporizzato e funzionalità di firma dei lotti mediante password utente.

- Conformità al codice 21 CFR parte 11
- Rapporti sui lotti via Ethernet
- Tastiera USB
- Scanner USB per codici a barre





SOLUZIONI PER I SETTORI DELLA BIOTECNOLOGIA E FARMACEUTICA













Watson-Marlow Fluid Technology Solutions

Watson-Marlow Fluid Technology Solutions fornisce assistenza locale ai clienti attraverso una vasta rete globale di servizi di vendita diretta e distributori

wmfts.com/global



