

# FMB210

Máquinas de tamponamento e envase FMB210

**Flexicon**  
Liquid Filling

## Recursos e benefícios

- Volumes de envase de microvolumes até 250 ml
- $\pm 0,5\%$  de precisão de envase na maioria dos volumes e torque de tamponamento melhor que  $\pm 10$  Ncm
- Menos custos para IQ/OQ e validação de processos
- Tecnologia comprovada para confiabilidade e fácil validação
- Envase altamente preciso de volumes a partir de microvolumes
- Menores custos de validação de processo




## Especificações técnicas

	FMB210
Faixa do volume de envase	0.1-250 ml
Capacidade	4500 unidades/hora
Fonte de alimentação	200-240 VCA monofásica e terra
Consumo de energia	Max 1500 W
Alimentação de ar/conexão pneumática	ar limpo e seco de 7 bar
Peso	650 kg

## Materiais de construção

	FMB210
Material	Aço inox, Alumínio anodizado

## Dimensões do FMB210



Dimensions in mm/inch

---

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram concebidos para uso e não devem ser usados em aplicações ligadas a pacientes. asepticu e Accusil são marcas registradas.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



23 May 2023