

# FMB210

Machines de remplissage et de capsulage FMB210

**Flexicon**  
Liquid Filling

## Caractéristiques et avantages

- Remplissage de quelques  $\mu\text{l}$  jusqu'à 250 ml
- Précision de remplissage de  $\pm 0,5\%$  sur la plupart des volumes et couple de capsulage meilleur que  $\pm 10\text{ Ncm}$
- Réduction des coûts de validation des process et IQ/OQ
- Technologie éprouvée pour plus de fiabilité et une validation simplifiée
- Remplissage très précis, y compris pour les micro-volumes
- Baisse des coûts de validation des processus




## Spécifications techniques

	FMB210
Plage de volumes de remplissage	0.1-250 ml
Capacité	4500 unités/heure
Branchements électriques	200-240 Vc.a. monophasé et terre
Consommation	Max 1500 W
Alimentation en air/connexion pneumatique	7 bars, air propre et sec
Poids	650 kg

## Matériaux de construction

	FMB210
Matière	Acier inoxydable, Aluminium anodisé

## FMB210 : dimensions



Dimensions in mm/inch

---

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes. Watson-Marlow Flexicon A/S décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. AVERTISSEMENT : Ces produits ne sont pas conçus pour des applications connectées à un patient et ne doivent pas être utilisés à cette fin. Asepticus et Accusil sont des marques déposées.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



23 May 2023