

FMB210

FMB210 충전 및 캡핑 장비

Flexicon
Liquid Filling

특징 및 이점

- 마이크로 볼륨에서 최대 250ml까지의 체적을 채웁니다
- 대부분의 용적과 캡핑 토크에서 $\pm 0.5\%$ 주입 정확도 ± 10 NCM보다 우수
- IQ/OQ 및 공정 밸리데이션 비용 절감
- 신뢰성 및 간편한 밸리데이션을 위한 밸리데이션된 기술
- 마이크로 볼륨으로부터 볼륨을 매우 정확하게 채울 수 있습니다
- 공정 밸리데이션 비용 절감




기술 사양

	FMB210
충진 볼륨 범위	0.1-250 ml
용량	4500 단위/시간
공급 전원	200-240VAC 단상 및 접지
소비 전력	Max 1500 W
공기 공급/공압 연결	7bar 깨끗하고 건조한 공기
중량	650 kg

구성 재질

	FMB210
재질	스테인레스강, 양극화 알루미늄

FMB210 치수



Dimensions in mm/inch

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 어플리케이션에서 사용할 수 있게 설계되지 않았으므로 환자와 연결된 어플리케이션에서는 사용할 수 없습니다. asepticus 및 Accusil은 등록 상표입니다..

wmfts.com/global



23 May 2023