

EPDM 量表护罩

BioPure 量表护罩



特点和优势

- 提供硅胶或 EPDM
- 符合 USP VI 级标准且不含动物源成分 (ADCF)
- 符合 FDA 法规 CFR 21 177.2600
- 通过批号实现产品可追溯性
- 经辐照的 EPDM 垫片可根据要求提供







技术规格

	EPDM 量表护罩
垫片类型	隔离器
内径	9.65 - 35.56 mm
内径	0.38 - 1.4 in
外径	21.59 - 50.29 mm
外径	0.85 - 1.98 in
尺寸	0.5, 0.75, 1, 1.5 in
数量	25 PCS
认证	ADCF, USP VI 级
工作温度范围	-57 °C 至 154 °C
工作温度范围	-70 °F 至 310 °F
保存期限	5 年

主要材料

	EPDM 量表护罩
材料	EPDM

EPDM 量表护罩 外形尺寸



	尺寸	ID (in)	OD (in)
S	0.5	0.38	0.85
	0.75	0.63	0.85
L	1	0.9	1.98
	1.5	1.4	1.98

免责声明：Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利，不再另行通知，如有需求，请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve 和 BioTube applicator 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。Q-Clamp 需经授权方可使用。

wmfts.com/global



05 July 2024