

EPDM- meterbeschermingen



BioPure-meterbescherming

Kenmerken en voordelen

- Verkrijgbaar in silicone of EPDM
- Voldoet aan USP Klasse VI en is vrij van dierlijke stoffen (ADCF)
- Voldoet aan FDA regelgeving CFR 21 177.2600
- Lot-nummering maakt producttraceerbaarheid mogelijk
- Bestraalde EPDM-pakkingen zijn op aanvraag verkrijgbaar







Technische specificaties

	EPDM-meterbeschermingen
Pakkingtype	Isolator
Inwendige diameter	9.65 - 35.56 mm
Inwendige diameter	0.38 - 1.4 in
Buitendiameter	21.59 - 50.29 mm
Buitendiameter	0.85 - 1.98 in
Grootte	0.5, 0.75, 1, 1.5 in
Aantal	25 PCS
Certificering	ADCF, USP klasse VI
Bedrijfstemperatuurbereik	-57 °C tot 154 °C
Bedrijfstemperatuurbereik	-70 °F tot 310 °F
Houdbaarheid	5 jaar

Constructie materialen

	EPDM-meterbeschermingen
Materiaal	EPDM

EPDM-meterbeschermingen Afmetingen



	Grootte	ID (in)	OD (in)
S	0,5	0,38	0,85
	0,75	0,63	0,85
L	1	0,9	1,98
	1,5	1,4	1,98

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve en BioTube applicator zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp wordt onder licentie gebruikt.

wmfts.com/global



05 July 2024