

EPDM-målervakter



BioPure målervakt

Funksjoner og fordeler

- Tilgjengelig i silikon eller EPDM
- USP klasse VI-kompatibel og ADCF-fri (Animal derived Component Free)
- Overholder FDA-regulativet CFR 21 177.2600
- Partinummerering gjør det mulig å spore produktet
- Bestrålte EPDM-pakninger tilgjengelig på forespørsel







Tekniske spesifikasjoner

| | EPDM-målervakter |
|------------------------|--------------------------|
| Pakningstype | Isolator |
| Innvendig diameter | 9.65 - 35.56 mm |
| Innvendig diameter | 0.38 - 1.4 tommer |
| Utvendig diameter | 21.59 - 50.29 mm |
| Utvendig diameter | 0.85 - 1.98 tommer |
| Størrelse | 0.5, 0.75, 1, 1.5 tommer |
| Antall | 25 PCS |
| Sertifisering | ADCF, USP-klasse VI |
| Driftstemperaturområde | -57 °C til 154 °C |
| Driftstemperaturområde | -70 °F til 310 °F |
| Holdbarhet | 5 år |

Konstruksjonsmaterialer

| | EPDM-målervakter |
|-----------|------------------|
| Materiale | EPDM |

EPDM-målervakter dimensjoner



| | Størrelse | ID (tommer) | OD (tommer) |
|---|-----------|-------------|-------------|
| S | 0,5 | 0,38 | 0,85 |
| | 0,75 | 0,63 | 0,85 |
| V | 1 | 0,9 | 1,98 |
| | 1,5 | 1,4 | 1,98 |

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er fremlagt i dette dokumentet anses som å være korrekt, men Watson-Marlow Limited er ikke ansvarlig for mulige feil som dokumentet kan inneholde, og tar forbehold om retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Det er brukernes ansvar å sikre at produktet er egnet for bruk i applikasjonen. Watson-Marlow og WMArchitect er registrerte varemerker for Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve og BioTube-applikator er varemerker for BioPure Technology Limited. Tri-Clamp er et registrert varemerke for Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp brukes under lisens.

wmfts.com/global



05 July 2024