

Protetores do medidor de EPDM



Protetor de medidor BioPure

Recursos e benefícios

- Disponível em silicone ou EPDM
- Compatível com USP Classe VI e livre de componente de origem animal
- Compatível com as normas FDA do CFR 21 177.2600
- A numeração de lote permite a rastreabilidade dos produtos
- Anéis de vedação EPDM irradiados disponíveis mediante solicitação







Especificações técnicas

| | Protetores do medidor de EPDM |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de anel de vedação | Isolador |
| Diâmetro interno | 9.65 - 35.56 mm |
| Diâmetro interno | 0.38 - 1.4 pol |
| Diâmetro externo | 21.59 - 50.29 mm |
| Diâmetro externo | 0.85 - 1.98 pol |
| Dimensões | 0.5, 0.75, 1, 1.5 pol |
| Quantidade | 25 PCS |
| Certificação | ADCF (livre de componente de origem animal), USP Classe VI |
| Faixa de temperatura de funcionamento | -57 °C a 154 °C |
| Faixa de temperatura de funcionamento | -70 °F a 310 °F |
| Vida útil | 5 anos |

Materiais de construção

| | Protetores do medidor de EPDM |
|----------|-------------------------------|
| Material | EPDM |

Dimensões Protetores do medidor de EPDM



| | Dimensões | DI (pol) | DE (pol) |
|---|-----------|----------|----------|
| S | 0,5 | 0,38 | 0,85 |
| | 0,75 | 0,63 | 0,85 |
| L | 1 | 0,9 | 1,98 |
| | 1,5 | 1,4 | 1,98 |

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve e aplicador BioTube são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp é usada sob licença.

wmfts.com/global



05 July 2024