

Protecțiile indicatorului EPDM



Protecție indicatora BioPure

Caracteristici și beneficii

- Disponibil în silicon sau EPDM
- Compatibil USP Clasa VI și fără componente derivate de animale (ADCF)
- În conformitate cu reglementările FDA CFR 21 177.2600
- Numerotarea loturilor permite trasabilitatea produsului
- Garnituri EPDM iradiate disponibile la cerere







Parametri tehnici

	Protecțiile indicatorului EPDM
Tip de garnitură	Izolator
Diametru interior	9.65 - 35.56 mm
Diametru interior	0.38 - 1.4 în
Diametru exterior	21.59 - 50.29 mm
Diametru exterior	0.85 - 1.98 în
Dimensiune	0.5, 0.75, 1, 1.5 în
Cantitate	25 BUC
Certificare	ADCF, USP Clasa VI
Interval de temperatură de funcționare	-57 °C până la 154 °C
Interval de temperatură de funcționare	-70 °F până la 310 °F
Termenul de valabilitate	5 ani

Material de construcție

	Protecțiile indicatorului EPDM
Material	EPDM

Dimensiuni Protecțiile indicatorului EPDM



	Dimensiune	ID (in)	OD (in)
S	0,5	0,38	0,85
	0,75	0,63	0,85
L	1	0,9	1,98
	1,5	1,4	1,98

Declinarea responsabilității: Informațiile cuprinse în acest document sunt considerate corecte în momentul publicării, însă Watson-Marlow Limited nu își asumă nicio răspundere în cazul eventualelor erori conținute în acesta și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat pentru un anumit proces tehnologic. Watson-Marlow și WMArchitect sunt mărci comerciale înregistrate ale Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap; Biovalve și BioTube Applicator sunt mărci comerciale ale BioPure Technology Limited. Tri-Clamp este o marcă comercială înregistrată a Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp este utilizat sub licență.

wmfts.com/global



05 July 2024