

ASEPTIPORT монтаж на сонда



ASEPTIPORT монтаж на сонда

Характеристики и предимства

- Чист, асептичен дизайн
- Спестете място, като прикачите множество 12 мм сонди чрез един конектор на вашия резервоар
- Спестете време и разходи, като премахнете необходимостта от множество отвори в съдовете си
- Толкова гъвкави, че можете да използвате 12 мм сонди с различна дължина
- Невероятно лесна система с втулки, която се монтира, използвайки предпочитанията ви за резбови или скобни връзки
- Бъдеща гъвкавост, инсталиране на заготовки във всеки порт и резерв за бъдеща употреба
- Може да се персонализира, за да отговаря на вашите нужди



Технически спецификации

	ASEPTIPORT монтаж на сонда
Тип монтаж	Завиване, Скоба
Работен температурен диапазон	-80 °C до 200 °C
Работен температурен диапазон	-112 °F до 392 °F
Диапазон на работното налягане на манометъра	-14.5 фунта на кв. инч до 101.5 psig
Опции за повърхностно покритие	Електрополиран, Макс. 10 микроинча Ra (0,25 микрона Ra), Макс. 15 микроинча Ra (0,375 микрона Ra), Макс. 20 микроинча Ra (0,5 микрона Ra)
Сертифициране	ISO9001
Стандарти	ASME BPE, CE-PED

Конструктивни материали

	ASEPTIPORT монтаж на сонда
Материал	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Неръждаема стомана 316L, Неръждаема стомана AL-6XN

Продуктови кодове

Номер на продукта	Описание на продукта
AM-0001-1	Aseptiport колектор за сонди, възли с 3 сонди, 12мм, 0,5" клапан за проби, 0,5" изход и порт за пара, 316L, 20 микроинча Ra макс., EP. Забележка: Клапанът изисква отделна мембрана и задвижващ механизъм.
AM-0200-0	Aseptiport държач 2" Край със скоба Държач за две 12 мм сонди, с резба, 316L, 15 микроинча Ra повърхност Електрически полирана и пасивирана
AM-0200-2	Aseptiport възел, 2" Край със скоба Двоен колектор комплект, 2 бр. 12 мм сонди, Държач с резба 316L
AM-0202	Aseptiport възел, 2" Край със скоба Двоен колектор комплект, Държач с резба 316L
AM-0300-2	Aseptiport възел 3 бр. сонди 25 мм диам. X 120 мм дължина Колектор комплект 3" Държач със скоба 316L
AM-0400-2	Aseptiport възел 2 бр. сонди 25 мм диам. X 120 мм дължина Колекторен порт комплект 4" Държач със скоба 316L
PA-0200	Aseptiport вложка Втулка за 25 мм ingold порт За 120 мм сонда Държач с резба Nitronic 60, 15 микроинча Ra повърхност Електрически полирана и пасивирана
PA-0201	Aseptiport вложка Пробка за 25 мм ingold порт Държач с резба, Nitronic 60

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, се смята за вярна, но ASEPCO не поема отговорност за грешки, които тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предупреждение. На отговорността на потребителя е да гарантира пригодността на продукта за употреба в рамките на неговото приложение. Радиалната диафрагма е търговска марка на ASEPCO Corporation. Tri-Clamp е регистрирана търговска марка на Alfa Laval Corporate AB. Член на Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, компания на Spirax-Sarco Engineering plc.

wmfts.com/global



01 August 2024