

Ominaisuudet ja edut

- Puhdas ja aseptinen rakenne
- Säästä tilaa kiinnittämällä säiliöösi useita 12 mm:n antureita yhden liittimen kautta
- Säästä aikaa ja kustannuksia poistamalla säiliöiden monet aukot
- Joustava. Voit käyttää eripituisia 12 mm:n antureita
- Uskomattoman helppo holkkijärjestelmä, joka kiinnitetään kierre- tai puristusliitäntöjen avulla
- Joustava ratkaisu, asenna tyhjt portit ja varaa ne tulevaa käyttöä varten
- Voidaan mukauttaa tarpeidesi mukaan



Tekniset tiedot

	ASEPTIPORT-anturiteline
Kiinnityksen tyyppi	Kierrettävä, Kiristin
Käyttölämpötila-alue	-80 °C – 200 °C
Käyttölämpötila-alue	-112 °F – 392 °F
Käyttömittarin painealue	-14.5 psig – 101.5 psig
Pinnan viimeistelyvaihtoehdot	Max. 10 mikrotuuman Ra (0,25 µm Ra), Max. 15 mikrotuuman Ra (0,375 µm Ra), Max. 20 mikrotuuman Ra (0,5 µm Ra), Sähkökiillotettu
Sertifointi	ISO 9001
Standardit	ASME BPE, CE-PED

Rakennemateriaalit

	ASEPTIPORT-anturiteline
Materiaali	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Ruostumaton teräs 316L, Ruostumaton teräs AL-6XN

Tuotekoodit

Tuotenumero	Tuotteen kuvaus
AM-0001-1	Aseptiport-anturijako-osa, 3 anturikonaisuutta, 12 mm, 0,5" näytteenottoventtiili, 0,5" poisto- ja höyryportti, 316L, 20 mikrotuuman Ra maks., EP. Huomautus: Venttiili tarvitsee erillisen kalvon ja toimilaitteen.
AM-0200-0	Aseptiport-asennus 2" kiristinpää Kaksinkertainen 12 mm anturiasennus, kierteitetty, 316L, 15 mikrotuuman Ra-pintaviimeistely, sähkökiillotettu ja passivoitu
AM-0200-2	Aseptiport-kokoonpano, 2" kiristinpää Kaksinkertainen täydellinen jako-osa, 2 X 12 mm anturi, Kierreasennus 316L
AM-0202	Aseptiport-kokoonpano, 2" kiristinpää Kaksinkertainen täydellinen jako-osa, kierreasennus 316L
AM-0300-2	Aseptiport-kokoonpano 3 X 25 mm halk. X 120 mm pirkä anturi, jako-osa, täydellinen 3" kiristinasennus 316L
AM-0400-2	Aseptiport-kokoonpano 2 X 25 mm halk. X 120 mm pirkä anturi, jako-osan portti, täydellinen 3" kiristinasennus 316L
PA-0200	Aseptiport-sisäke, holkki sopii 25 mm:n ingold-porttiin, sopii 120 mm:n anturiin, kierreasennus Nitronic 60, 15 mikrotuuman Ra-pintaviimeistely, sähkökiillotettu ja passivoitu
PA-0201	Aseptiport-sisäke Tulppa sopii 25 mm:n ingold-porttiin, kierreasennus, Nitronic 60

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät, mutta ASEPCO ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määriyksiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Säteittäinen kalvo on ASEPCO Corporationin tavaramerkki. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Watson-Marlow Fluid Technology -konsernin jäsen, Spirax-Sarco Engineering plc -yritys.

wmfts.com/global



01 August 2024