

ASEPTIPORT szondarögzítő

Tulajdonságok és előnyök

- Tiszta, aszeptikus kialakítás
- Több 12 mm-es szonda egyetlen csatlakozón keresztül történő csatlakoztatásával helyet takaríthat meg
- Időt és költséget takaríthat meg, mivel nincs szükség több nyílásra az edényekben
- Így rugalmas, 12 mm-es, különböző hosszúságú szondákat használhat
- Hihetetlenül egyszerű csatlakozóhével-rendszer, amely a menetes vagy a befogott csatlakozók segítségével szerelhető fel
- Jövőbeli rugalmasság, helyezzen üres helyeket bármely portba, és a későbbi használathoz tegye tartalékba
- Igény szerint testre szabható



Műszaki előírások

	ASEPTIPORT szondarögzítő
Szerelési típus	Becsavarozás, Bilincs
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-80 °C – 200 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-112 °F – 392 °F
Üzemi nyomástartomány	-14.5 psig – 101.5 psig
Felületkezelési opciók	Elektropolírozott, Max. 10 µhív. (0,25 µm) Ra, Max. 15 µhív. (0,375 µm) Ra, Max. 20 µhív (0,5 µm) Ra
Tanúsítvány	ISO 9001
Szabványok	ASME BPE, CE-PED

Építőanyagok

	ASEPTIPORT szondarögzítő
Anyag	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Rozsdamentes acél 316L, Rozsdamentes acél AL-6XN

Termékkódok

Termékszám	A termék leírása
AM-0001-1	Aseptiport szondaosztó, 3 szondaszerelvény, 12 mm, 0,5" mintavételi szelep, 0,5" kimenet és gőznyílás, 316L, 20 mikrométer Ra max., EP. Megjegyzés: A szelepnek külön membránra és működtetőre van szüksége.
AM-0200-0	Aseptiport tartó 2" Bilincses végű Dupla 12-mm-es szondatartó, menetes, 316L, 15 mikrométer Ra felületű kivétel Elektropolírozott és passzívált
AM-0200-2	Aseptiport szerelvény, 2" Bilincses végű Dupla csatlakozó Teljes, 2 X 12 mm szonda, Menetes felszerelés 316L
AM-0202	Aseptiport szerelvény, 2" Bilincses végű Dupla csatlakozó Teljes, Menetes felszerelés 316L
AM-0300-2	Aseptiport szerelvény 3 X 25 mm átmérő X 120 mm hosszú szonda Csatlakozó teljes, 3"-os Bilincses felszerelés 316L
AM-0400-2	Aseptiport szerelvény 2 X 25 mm átmérő X 120 mm hosszú szonda Csatlakozó teljes, 4"-os Bilincses felszerelés 316L
PA-0200	Aseptiport betét 25-mm-es Ingold portokhoz 120 mm-es szondához Menetes felszerelés Nitronic 60, 15 mikrométer Ra felületű kivétel Elektropolírozott és passzívált
PA-0201	Aseptiport betét Dugó 25-mm-es Ingold porthoz Menetes felszerelés, Nitronic 60

Jogi nyilatkozat: Az ebben a dokumentumban található információk helyesnek tartják, de az ASEPCO nem vállal felelősséget a benne lévő hibákért, és fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítására. A felhasználó felelőssége biztosítani, hogy a termék az adott alkalmazásban történő használathoz megfelelő legyen. A Radial diaphragm az ASEPCO Corporation védjegye. A Tri-Clamp az Alfa Laval Corporate AB bejegyzett védjegye. A Spirax-Sarco Engineering plc céghez tartozó Watson-Marlow Fluid Technology Solutions tagja.

wmfts.com/global



01 August 2024