

ASEPTIPORT-sondebevestiging

ASEPTIPORT-sondebevestiging

Kenmerken en voordelen

- Schoon, aseptisch ontwerp
- Bespaar ruimte door meerdere sondes van 12 mm aan te sluiten via één connector op uw tank
- Bespaar tijd en kosten door de noodzaak van meerdere openingen in uw vaten te elimineren
- Zo flexibel dat u 12 mm sondes van verschillende lengtes kunt gebruiken
- Een ongelooflijk eenvoudig hulssysteem dat kan worden gemonteerd met behulp van desgewenst schroefdraadverbindingen of klemverbindingen
- Toekomstige flexibiliteit, installeer lege plekken in elke poort en reserveer deze voor toekomstig gebruik
- Kan worden aangepast aan uw behoeften



Technische specificaties

	ASEPTIPORT-sondebevestiging
Montagetype	Inschroefbaar, Klem
Bedrijfstemperatuurbereik	-80 °C tot 200 °C
Bedrijfstemperatuurbereik	-112 °F tot 392 °F
Drukbaarheidsbereik	-14.5 psig tot 101.5 psig
Opties voor oppervlakteafwerking	Elektrolytisch gepolijst, Max. 10 micro-inch Ra (0,25 µm Ra), Max. 15 micro-inch Ra (0,375 µm Ra), Max. 20 micro-inch Ra (0,5 µm Ra)
Certificering	ISO9001
Standaarden	ASME BPE, CE-PED

Constructie materialen

	ASEPTIPORT-sondebevestiging
Materiaal	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Roestvrij staal 316L, Roestvrij staal AL-6XN

Productcodes

Productnummer	Produkt omschrijving
AM-0001-1	Aseptiport sonde verdeler, 3 sonde assemblages, 12 mm, 0.5" monstername-ventiel, 0.5" uitlaat en stoompoort, 316L, 20 micro inch Ra max., Elektrolytisch gepolijst. Opmerking: Klep heeft een apart membraan en actuator nodig.
AM-0200-0	Aseptiport bevestiging 2" klem-uiteinde Dubbele 12 mm sonde bevestiging met schroefdraad, 316L, 15 micro inch Ra oppervlakteafwerking Elektrolytisch gepolijst en gepassiveerd
AM-0200-2	Aseptiport assemblage, 2" klem-uiteinde Dubbele verdeler compleet 2 x 12 mm sonde, Schroefbevestiging 316L
AM-0202	Aseptiport assemblage, 2" klem-uiteinde Dubbele verdeler compleet, Schroefbevestiging 316L
AM-0300-2	Aseptiport assemblage 3 X 25 mm Ø X 120 mm lange sonde Verfdeler compleet 3" klembevestiging 316L
AM-0400-2	Aseptiport assemblage 2 X 25 mm Ø X 120 mm lange sonde Verfdeler compleet 4" klembevestiging 316L
PA-0200	Aseptiport insteekmanchet past op 25 mm Ingold poort Past voor 120 mm sonde Schroefbevestiging Nitronic 60,15 micro-inch Ra oppervlakteafwerking Elektrolytisch gepolijst en gepassiveerd
PA-0201	Aseptiport insteek stekker past op 25 mm Ingold poort Schroefbevestiging, Nitronic 60

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, maar ASEPCO accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Radial diaphragm is een handelsmerk van ASEPCO Corporation. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Onderdeel van de Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, een bedrijf van Spirax-Sarco Engineering plc.

wmfts.com/global



01 August 2024