

Montagem da sonda ASEPTIPOINT

Montagem da sonda ASEPTIPOINT

Recursos e benefícios

- Design limpo e asséptico
- Economize espaço conectando várias sondas de 12 mm através de um conector no tanque
- Economize tempo e custos eliminando a necessidade de várias aberturas em seus vasos
- Tão flexível que pode utilizar sondas de 12 mm de comprimentos variados
- Um sistema de luvas incrivelmente fácil que é montado usando suas preferências de conexões rosqueadas ou com abraçadeiras
- Flexibilidade futura, instale espaços em branco em qualquer porta e reserve para uso futuro
- Pode ser personalizado para satisfazer as suas necessidades



Especificações técnicas

	Montagem da sonda ASEPTIPOINT
Tipo de montagem	Abraçadeira, Enroscar
Faixa de temperatura de funcionamento	-80 °C a 200 °C
Faixa de temperatura de funcionamento	-112 °F a 392 °F
Faixa de pressão manométrica de operação	-14.5 psi até 101.5 psig
Opções de acabamento superficial	Eletropolido, Ra máx. de 10 micropolegadas (Ra 0,25 µm), Ra máx. de 15 micropolegadas (Ra 0,375 µm), Ra máx. de 20 micropolegadas (Ra 0,5 µm)
Certificação	ISO 9001
Normas	ASME BPE, CE-PED

Materiais de construção

	Montagem da sonda ASEPTIPOINT
Material	Aço inoxidável 316L, Aço inoxidável AL-6XN, Hastelloy C22, Hastelloy C276

Códigos dos produtos

Número do produto	Descrição do produto
AM-0001-1	Coletor para sondas Aseptiport, conjuntos de 3 sondas, 12mm, válvula de amostragem de 0,5", saída de 0,5" e porta para vapor, 316L, Ra 20 micropolegadas máx., EP. Nota: A válvula exige uma membrana e um atuador separados.
AM-0200-0	Montagem Aseptiport de 2" Montagem para duas sondas de 12 mm na extremidade com grampo, rosca, 316L, acabamento da superfície Ra 15 micropolegadas, Eletropolido e passivado
AM-0200-2	Conjunto Aseptiport, Coletor duplo de 2" completo na extremidade com grampo, 2 X sonda de 12mm, Montagem rosca 316L
AM-0202	Conjunto Aseptiport, Coletor duplo de 2" completo na extremidade com grampo, Montagem rosca 316L
AM-0300-2	Conjunto Aseptiport, 3 X sondas com 25mm dia X 120mm de comprimento, Coletor completo de 3" com montagem por grampo 316L
AM-0400-2	Conjunto Aseptiport, 2 X sondas com 25mm dia X 120mm de comprimento, Coletor completo de 4" com montagem por grampo 316L
PA-0200	Manga de inserção Aseptiport adapta-se portas ingold de 25mm, adapta-se a sondas de 120mm, Montagem rosca Nitronic 60, acabamento da superfície Ra 15 micropolegadas, Eletropolido e passivado
PA-0201	Manga de inserção Aseptiport adapta-se portas ingold de 25mm, Montagem rosca, Nitronic 60

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a ASEPCO não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Diafragma Radial é marca comercial da ASEPCO Corporation. Tri-Clamp é uma marca registada da Alfa Laval Corporate AB. Integrante da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.

wmfts.com/global



01 August 2024