

Montare sondă ASEPTIPOINT

Montare sondă ASEPTIPOINT

Caracteristici și beneficii

- Design curat, aseptice
- Economisiți spațiu prin atașarea mai multor sonde de 12 mm printr-un conector de pe rezervor
- Economisiți timp și costuri prin eliminarea necesității de deschideri multiple în vasele dvs
- Deci, flexibil puteți utiliza sonde de 12 mm de lungimi diferite
- Un sistem cu manșon incredibil de ușor, care se montează utilizând preferința dvs. De conexiuni filetate sau prinse
- Flexibilitate viitoare, instalați spații libere în orice port și rezervă pentru utilizare ulterioară
- Poate fi personalizat pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră



Parametri tehnici

	Montare sondă ASEPTIPOINT
Tip de montare	Clemă, Înșurubat
Interval de temperatură de funcționare	-80 °C până la 200 °C
Interval de temperatură de funcționare	-112 °F până la 392 °F
Intervalul de presiune al manometrului de operare	-14.5 psig până la 101.5 psig
Opțiuni de finisare a suprafeței	Lustruit electrolic, Max. 10 micro inci Ra (0,25 μm Ra), Max. 15 micro inci Ra (0,375 μm Ra), Max. 20 micro inci Ra (0,5 μm Ra)
Certificare	ISO9001
Standarde	ASME BPE, CE-PED

Materiale de construcție

	Montare sondă ASEPTIPOINT
Material	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Oțel inoxidabil 316L, Oțel inoxidabil AL-6XN

Coduri de produs

Numărul produsului	Descrierea produsului
AM-0001-1	Tub de sondă Aseptiport, ansambluri de 3 sonde, 12mm, supapă de eșantionare 0,5", racord de evacuare și sterilizare cu abur 0,5", 316L, 20 micro inch Ra max., EP. Notă: Supapa necesită membrană și actuator separate.
AM-0200-0	Suport Aseptiport 2" Clemă-capăt dublă Suport sondă 12mm, filetat, 316L, Finisaj suprafață 15 micro-inch Ra Lustruită electrolic și pasivizată
AM-0200-2	Ansamblu Aseptiport, Set complet tub dublu cu clemă-capăt 2", sondă 2 X 12mm, Suport filetat 316L
AM-0202	Ansamblu Aseptiport, Set complet tub dublu cu clemă-capăt 2", Suport filetat 316L
AM-0300-2	Ansamblu Aseptiport Sonde 3 X 25mm diam X 120mm lungime Set complet tub 3" Suport clemă 316L
AM-0400-2	Ansamblu Aseptiport Sonde 2 X 25mm diam X 120 mm lungime Set complet racord tub 4" Suport clemă 316L
PA-0200	Bucșă Aseptiport Manșon compatibil cu racord Ingold 25mm Compatibil cu sondă 120mm Suport filetat Nitronic 60, Finisaj suprafață 15 micro-inch Ra Lustruită electrolic și pasivizată
PA-0201	Bucșă Aseptiport Dop compatibil cu racord Ingold 25mm Suport filetat, Nitronic 60

Declinarea responsabilității: Informațiile conținute în acest document sunt considerate corecte, dar ASEPCO nu acceptă nicio responsabilitate pentru orice erori pe care le conține și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat pentru un anumit proces tehnologic. Diafragma radială este marcă comercială a ASEPCO Corporation. Tri-Clamp este o marcă comercială înregistrată a Alfa Laval Corporate AB. Membru al Watson-Marlow fluid Technology Solutions, o companie Spirax-Sarco Engineering plc.

wmfts.com/global



01 August 2024