

# ASEPTIPOINT-sondfäste



## ASEPTIPOINT-sondfäste

### Egenskaper och fördelar

- Ren, aseptisk design
- Spara utrymme genom att fästa flera 12 mm-sonder genom en kontakt på din tank
- Spara tid och kostnader genom att eliminera behovet av flera öppningar i dina kärl
- Så flexibel att du kan använda 12 mm sonder av varierande längd
- Ett otroligt enkelt hylssystem som monteras med gängade eller klämda anslutningar efter dina önskemål
- Framtida flexibilitet, installera blindpluggar i valfri port och reservera för framtida användning
- Kan anpassas efter dina behov



### Tekniska specifikationer

	ASEPTIPOINT-sondfäste
Monteringstyp	Klämma, Skruva in
Drifttemperaturområde	-80 °C till 200 °C
Drifttemperaturområde	-112 °F till 392 °F
Driftmätare tryckområde	-14.5 psig till 101.5 psig
Ytfinishalternativ	Elektropolerad, Max 10 mikrotum Ra (0,25 µm Ra), Max 15 mikrotum Ra (0,375 µm Ra), Max 20 mikrotum Ra (0,5 µm Ra)
Certifiering	ISO 9001
Standarder	ASME BPE, CE-PED

### Materialspecifikation

	ASEPTIPOINT-sondfäste
Material	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål AL-6XN

### Produktkoder

Produktnummer	Produktbeskrivning
AM-0001-1	Aseptipoint-sondgrenrör, 3 sondenheter, 12 mm, 0,5" provventil, 0,5" utlopp och ångport, 316L, 20 mikrotum Ra max., EP. Obs: Ventilen kräver separat membran och manöverdon.
AM-0200-0	Aseptipoint-montering 2" klämmande dubbel 12 mm sondmontering, gängad, 316L, 15 mikrotums Ra-ytfinish, elektropolerad och passiverad
AM-0200-2	Aseptipoint-enhet, 2" klämmande komplett dubbelt grenrör, 2 X 12 mm sond, gängad montering 316L
AM-0202	Aseptipoint-enhet, 2" klämmande komplett dubbelt grenrör, gängad montering 316L
AM-0300-2	Aseptipoint-enhet 3 X 25 mm diameter X 120 mm lång sond komplett grenrör 3" klämmontering 316L
AM-0400-2	Aseptipoint-enhet 2 X 25 mm diameter X 120 mm lång sond grenrörsport 4" klämmontering 316L
PA-0200	Aseptipoint-införingshylsa passar 25 mm ingold-port passar 120 mm sond gängad montering Nitronic 60, 15 mikrotums Ra-ytfinish, elektropolerad och passiverad
PA-0201	Aseptipoint-införingsplugg passar 25 mm ingold-port gängad montering, Nitronic 60

---

Friskrivning: Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men ASEPCO tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Det är användarens ansvar att säkerställa produktens lämplighet för användarens tillämpning. Radial Diaphragm är ett varumärke som tillhör ASEPCO Corporation. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. Ingår i Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, ett Spirax-Sarco Engineering plc-företag.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



01 August 2024