

Držák sondy ASEPTIPORT



Držák sondy ASEPTIPORT

Vlastnosti a výhody

- Čisté aseptické provedení
- Ušetříte místo připojením několika 12mm sond jednou spojkou k nádrži
- Ušetříte čas a náklady tím, že nebudete potřebovat více otvorů v nádržích
- Jsou tak flexibilní, že můžete použít 12mm sondy různých délek
- Neuvěřitelně snadný systém objímek, který se montuje pomocí závitových nebo svorkových spojů podle vašeho výběru
- Poskytují flexibilitu do budoucna díky instalaci záslepek do libovolného portu a jejich rezervování pro budoucí použití
- Lze je přizpůsobit vašim potřebám



Technické specifikace

	Držák sondy ASEPTIPORT
Typ montáže	Šroubování, Svorka
Rozsah provozní teploty	-80 °C až 200 °C
Rozsah provozní teploty	-112 °F až 392 °F
Rozsah provozního manometrického tlaku	-14.5 psig až 101.5 psig
Možnosti povrchové úpravy	Elektrolyticky leštěné, Max. 10 mikropalců Ra (0,25 μm Ra), Max. 15 mikropalců Ra (0,375 μm Ra), Max. 20 mikropalců Ra (0,5 μm Ra)
Certifikace	ISO 9001
Normy	ASME BPE, CE-PED

Konstrukční materiály

	Držák sondy ASEPTIPORT
Materiál	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Nerezová ocel 316L, Nerezová ocel AL-6XN

Produktové kódy

Číslo produktu	Popis produktu
AM-0001-1	Manifold sondy ASEPTIPORT, sestava 3 sond, 12 mm, 0,5" vzorkovací ventil, 0,5" výstupní a parní port, 316L, povrchová úprava max. RA 20 mikropalců, EP. Poznámka: Ventil vyžaduje samostatnou membránu a aktuátor.
AM-0200-0	Držák ASEPTIPORT 2" na straně svorky, dvojitý 12mm držák sondy, se závit, 316L, povrchová úprava Ra 15 mikropalců, elektrolyticky leštěný a pasivovaný
AM-0200-2	Sestava ASEPTIPORT, 2" kompletní dvojitý manifold na straně svorky, 2 x 12mm sonda, závitová montáž 316L
AM-0202	Sestava ASEPTIPORT, 2" kompletní dvojitý manifold na straně svorky, závitová montáž 316L
AM-0300-2	Sestava ASEPTIPORT 3 x sonda 25 mm průměr x 120 mm délka, kompletní manifold, 3", uchycení svorkou 316L
AM-0400-2	Sestava ASEPTIPORT 2 x sonda 25 mm průměr x 120 mm délka, kompletní port manifoldu, 4", uchycení svorkou 316L
PA-0200	Vložka ASEPTIPORT vhodná pro 25mm port typu Ingold, vhodná pro sondu 120 mm, závitová montáž, Nitronic 60, povrchová úprava Ra 15 mikropalců, elektrolyticky leštěná a pasivovaná
PA-0201	Záslepka ASEPTIPORT vhodná pro 25mm port typu Ingold, závitová montáž, Nitronic 60

Zřeknutí se odpovědnosti: Informace uvedené v tomto dokumentu jsou v době vydání považovány za správné. Společnost ASEPCO však nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli v něm obsaženou chybu a vyhrazuje si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. Za zajištění vhodnosti produktu pro použití v rámci své aplikace odpovídá uživatel. Radial diaphragm je ochranná známka společnosti ASEPCO Corporation. Tri-Clamp je registrovanou obchodní známkou společnosti Alfa Laval Corporate AB. Člen Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, společnosti skupiny Spirax-Sarco Engineering plc.

wmfts.com/global



01 August 2024