

Funktioner og fordele

- Rent, aseptisk design
- Spar plads ved at montere flere 12 mm prober gennem ét stik på din tank
- Spar tid og omkostninger ved at eliminere behovet for flere åbninger i dine fartøjer
- Så fleksibel, at du kan bruge 12 mm prober i forskellige længder
- Et utroligt nemt muffesystem, der kan monteres ved hjælp af dine foretrukne gevindforbindelser eller fastspændte forbindelser
- Fremtidig fleksibilitet, installer tomme emner i en hvilken som helst port og reserver til fremtidig brug
- Kan tilpasses efter dine behov



Tekniske specifikationer

	ASEPTIPOINT probebeslag
Monteringstype	Klemme, Skru i
Driftstemperaturområde	-80 °C til 200 °C
Driftstemperaturområde	-112 °F til 392 °F
Driftsområde for manometertryk	-14.5 psig til 101.5 psig
Muligheder for overfladefinish	Elektropoleret, Maks. 10 mikrotommer Ra (0,25 µm Ra), Maks. 15 mikrotommer Ra (0,375 µm Ra), Maks. 20 mikrotommer Ra (0,5 µm Ra)
Certificering	ISO 9001
Standarder	ASME BPE, CE-PED

Konstruktionsmaterialer

	ASEPTIPOINT probebeslag
Materiale	Hastelloy C22, Hastelloy C276, Rustfrit stål 316L, Rustfrit stål AL-6XN

Produktkoder

Produktnummer	Produktbeskrivelse
AM-0001-1	Aseptiport sondemanifold, 3 sondesamlinger, 12 mm, 0,5" prøveventil, 0,5" udløb og dampport, 316L, 20 mikrotommer Ra max., EP. Bemærk: Ventil kræver separat membran og aktuator.
AM-0200-0	Aseptiport-montering 2" Clamp-end dobbelt 12 mm sondemontering, gevind, 316 L, 15 mikrotommer elektropoleret og passiveret finish, Inkluderer clamps
AM-0200-2	Aseptiport-samling, 2" clamp-end dobbelt manifold komplet, 2 x 12 mm sonde, gevindmontering 316 L
AM-0202	Aseptiport samling, 2" clamp-end dobbelt manifold komplet, gevindmontering 316 L
AM-0300-2	Aseptiport samling 3 X 25 mm dia X 120 mm lang sonde Manifold Komplet 3" clamp-montering 316 L
AM-0400-2	Aseptiport-samling 2 X 25 mm dia X 120 mm lang sonde Manifoldport Komplet 4" clamp-montering 316 L
PA-0200	Aseptiport-indsats Sleeve passer til 25 mm ingold port Passer til 120 mm sonde Gevindmontering Nitronic 60, 15 mikrotommer elektropoleret og passiveret finish, Inkluderer clamps
PA-0201	Aseptiport-indsats Stik passer til 25 mm ingold port Gevindbeslag, Nitronic 60

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men ASEPCO påtager sig intet ansvar for fejl heri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. Det er brugerens ansvar, at produkterne er egnede til den relevante anvendelse. Radial-Diaphragm er ASEPCO Corporations varemærke. Tri-Clamp er et varemærke tilhørende Alfa Laval Corporate AB. Virksomhed i Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, Selskab ejet af Spirax-Sarco Engineering plc.

wmfts.com/global



01 August 2024