

Ominaisuudet ja edut

- Kaikki silikonikalvomme ovat laserkaiverrettuja, ja niiden valmistuspäivämäärät ja eränumerot takaavat, että ne ovat täysin jäljitettävissä
- Käytetään laajalti lääketieteellisyydessä
- 21 CFR 177.2600 -yhteensopiva



Suorituskyky

Virtauskerroin (vakiokokoonpanossa)		
Säiliöventtiilin koko	C _v	K _v
0,5"	4,3	3,7
1,0"	15,8	13,7
1,5"	48,0	41,5
2,0"	72,0	62,2
3,0"	170,0	146,9
4,0"	302,0	260,9

Tekniset tiedot

	Silikonikalvot
Säiliöventtiilien koot	0,5", 0,5", pidennetty, 1,0", 1,5", 2,0", 2,0", pidennetty, 3,0", 3,0", pidennetty, 4,0"
Linjaventtiilien koot	0,5", 0,75", 1,0", 1,5"
Väri	Valkoinen/kirkas
Kalvomalli(t)	Palkeet, Suora
Paryleenikäsitteily	Kyllä
Käyttölämpötila-alue	-65 °C – 135 °C
Käyttölämpötila-alue	-85 °F – 275 °F
Yhteensopivat toimitteet	AJS, AKS
Toimitteen tyyppi	Manuaalinen, Pneumaattinen
Kovete	Platina
Ennen asennusta tarvittava höyrytys	Ei
ASME BPE -liite K SIP-kiertoluokitus	100
Toimintojen kokonaislukumäärä SIP-kierron testauksen aikana	1000
Säilyvyysaika	5 vuotta
Materiaalimääritykset	Lääketieteellinen laatu (platinakovetettu)
Standardit	ASME BPE, RoHS
Sertifiointi	ADCF, Ei sisällä BSE:tä/TSE:tä, FDA 21CFR177.2600, USP <87>, USP-< > Luokka VI

Maksimikäyttöpaine vaihtelee koon mukaan suurimpaan ilmoitettuun arvoon asti

Rakennemateriaalit

	Silikonikalvot
Kalvo	DuPont Q7-4765, Nusil MED-4065
Istukkaat	304 SS

Tuotekoodit

Koodi	Tuote
FS05	Huuleton kalvo 0,5", kompakti, silikonia, valkoinen
IS08	Huuleton kalvo 0,75", silikonia, valkoinen
IS10	Huuleton kalvo 1,0", silikonia, valkoinen
IS15	Huuleton kalvo 1,5", silikonia, valkoinen
RS05	Radiaalikalvo 0,5", silikonia, valkoinen
SC05	Radiaalikalvo 0,5", silikonia, kirkas
SC10	Radiaalikalvo 1", silikonia, kirkas
SE17	Radiaalikalvo, pidennetty, 1,5", silikonia, valkoinen
SE20	Radiaalikalvo, pidennetty, 2", silikonia, valkoinen, USP
SE30	Radiaalikalvo, pidennetty, 3", silikonia, valkoinen, USP
SG05	Radiaalikalvo, pidennetty, 0,5", silikonia, valkoinen
SL05	Radiaalikalvo 0,5", silikonia, valkoinen, suora
SL10	Radiaalikalvo, 1", silikoni, valkoinen, palje
SL17	Radiaalikalvo 1,5", silikonia, valkoinen, suora
SL20	Radiaalikalvo, 2", silikonia, valkoinen, palje
SL20-002	Radiaalikalvo, 2", silikonia, valkoinen, suora
SL30	Radiaalikalvo, 3", silikonia, valkoinen, suora
SL40	Radiaalikalvo, 4", silikonia, valkoinen, suora

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät, mutta ASEPCO ei vastaa sen sisältämisestä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määriä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Säteittäinen kalvo on ASEPCO Corporationin tavaramerkki. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Watson-Marlow Fluid Technology -konsernin jäsen, Spirax-Sarco Engineering plc -yritys.

wmfts.com/global



01 August 2024