

Silicone plus -kalvot

Silicone- ja Silicone Plus -kalvot

Ominaisuudet ja edut

- Kaikki silikonikalvomme ovat laserkaiverrettuja, ja niiden valmistuspäivämäärät ja eränumerot takaavat, että ne ovat täysin jäljitettävissä
- Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu silikoni
- Pidempi käyttöikä höyryssä perusmalliseen silikonimateriaaliin verrattuna
- Paryleenipinta



Suorituskyky

| Virtauskerroin (vakiokokoonpanossa) | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Säiliöventtiilin koko | C _v | K _v |
| 0,5" | 4,3 | 3,7 |
| 1,0" | 15,8 | 13,7 |
| 1,5" | 48,0 | 41,5 |
| 2,0" | 72,0 | 62,2 |
| 3,0" | 170,0 | 146,9 |

Tekniset tiedot

| | Silicone plus -kalvot |
|---|---|
| Säiliöventtiilien koot | 0,5", 1,0", 1,5", 2,0" |
| Väri | Valkoinen |
| Kalvomalli(t) | Palkeet, Suora |
| Paryleenikäsitteily | Kyllä |
| Käyttölämpötila-alue | -65 °C – 135 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -85 °F – 275 °F |
| Yhteensopivat toimilaitteet | AJS, AKS |
| Toimilaitteen tyyppi | Manuaalinen, Pneumaattinen |
| Kovete | Platina |
| Ennen asennusta tarvittava höyrytys | Ei |
| ASME BPE -liite K SIP-kiertoluokitus | 200 |
| Toimintojen kokonaislukumäärä SIP-kierron testauksen aikana | 2000 |
| Materiaalimääritykset | Silikoni, jossa paryleenipintakäsittely |
| Standardit | ASME BPE, RoHS |
| Sertifiointi | ADCF, Ei sisällä BSE:tä/TSE:tä, FDA 21CFR177.2600, USP <87>, USP-<> Luokka VI |

Maksimikäyttöpaine vaihtelee koon mukaan suurimpaan ilmoitettuun arvoon asti

Rakennemateriaalit

| | Silicone plus -kalvot |
|-----------|--------------------------------|
| Kalvo | DuPont Q7-4765, Nusil MED-4065 |
| Istukkaat | 304 SS |

Tuotekoodit

| Koodi | Tuote |
|-------|---|
| PS05 | Radiaalikalvo 0,5", Silicone Plus, valkoinen paryleenipinnalla, suora |
| PS10 | Radiaalikalvo 1", Silicone Plus, valkoinen paryleenipinnalla, palje |
| PS17 | Radiaalikalvo 1,5", Silicone Plus, valkoinen paryleenipinnalla, suora |
| PS20 | Radiaalikalvo 2", Silicone Plus, valkoinen paryleenipinnalla, palje |
| PS30 | Radiaalikalvo 3", Silicone Plus, valkoinen paryleenipinnalla, suora |
| PSE20 | Radiaalikalvo 2", Silicone Plus, valkoinen paryleenipinnalla |
| PSG05 | Radiaalikalvo, pidennetty, 0,5", Silicone Plus, valkoinen paryleenipinnalla |

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät, mutta ASEPCO ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrittämiä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Säteittäinen kalvo on ASEPCO Corporationin tavaramerkki. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Watson-Marlow Fluid Technology -konsernin jäsen, Spirax-Sarco Engineering plc -yritys.

wmfts.com/global



01 August 2024