

Funktioner og fordele

- Partinumre støbt ind for fuld sporbarhed
- Fuld hul diameter sikrer en jævn overgang uden forhindringer
- Fås i bore størrelser, der matcher den indvendige slange for effektiv flowydelse.
- Forbedret Tri-Clamp design reducerer risikoen for tætningsfejl
- Kan steriliseres med autoklave og gammabestråling
- Præcisionskompression mellem slangen og BioBarb eliminerer flow-by-pass og medieindfangning



Tekniske specifikationer

	BioBarb
Maks. driftstryk	4 bar
Maks. driftstryk	58 psi
Væsketemperaturområde	5 °C til 40 °C
Væsketemperaturområde	40 °F til 104 °F
Driftstemperaturområde	-4 °C til 40 °C
Driftstemperaturområde	23 °F til 104 °F
Stabilitet ved autoklavering	135 °C (275 °F) i 30 minutter
Gammastabilitet	50 kGy
Holdbarhed	5 år
Certificering	ADCF, ISO 10993, ISO 14644-1 klasse 7, ISO 9001, USP-klasse VI
Størrelse	1 HB, 1/2 HB, 1/4 HB, 1/8 HB, 3/4 HB, 3/8 HB, 5/8 HB, 7/8 HB "
TC-størrelse	½-¾ TC - 1-1½ TC "
Antal	10 PCS

Konstruktionsmaterialer

	BioBarb
Materiale	Naturlig PP

Produktkoder

Varenummer	Beskrivelse	TC-størrelse	Borstørrelse	Til at passe til rør-Indv.Dia.	
PPSTC0125BB	1 1/2" TC til 1/8" boring	1" - 1 1/2"	1/8"	1/8" - 1/4"	3.2 mm-6.4 mm
PPSTC0250BB	1 1/2" TC til 1/4" boring	1" - 1 1/2"	1/4"	1/4" - 3/8"	6.4 mm-9.6 mm
PPSTC0375BB	1 1/2" TC til 3/8" boring	1" - 1 1/2"	3/8"	3/8" - 1/2"	9.6 mm-12.7 mm
PPSTC0500BB	1 1/2" TC til 1/2" boring	1" - 1 1/2"	1/2"	1/2" - 5/8"	12.7 mm-15.9 mm
PPSTC0625BB	1 1/2" TC til 5/8" boring	1" - 1 1/2"	5/8"	5/8" - 3/4"	15.9 mm-19 mm
PPSTC0750BB	1 1/2" TC til 3/4" boring	1" - 1 1/2"	3/4"	3/4" - 7/8"	19 mm - 22,2 mm
PPSTC0875BB	1 1/2" TC til 7/8" boring	1" - 1 1/2"	7/8"	7/8" - 1"	22.2 mm-25.4 mm
PPSTC1000BB	1 1/2" TC til 1" boring	1" - 1 1/2"	1"	1"	25,4mm
PPMTC0125BB	1/2"-3/4" TC til 1/8" boring	1/2" - 3/4"	1/8"	1/8" - 1/4"	3.2 mm-6.4 mm
PPMTC0250BB	1/2"-3/4" TC til 1/4" boring	1/2" - 3/4"	1/4"	1/4" - 3/8"	6.4 mm-9.6 mm
PPMTC0375BB	1/2"-3/4" TC til 3/8" boring	1/2" - 3/4"	3/8"	3/8" - 1/2"	9.6 mm-12.7 mm
PPMTC0500BB	1/2"-3/4" TC til 1/2" boring	1/2" - 3/4"	1/2"	1/2" - 5/8"	12.7 mm-15.9 mm
PPMTC0625BB	1/2"-3/4" TC til 5/8" boring	1/2" - 3/4"	5/8"	5/8"	15.9 mm-19 mm

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow Limited påtager sig intet ansvar for fejl deri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. Det er brugerens ansvar, at produkterne er egnede til den relevante anvendelse. Watson-Marlow og WMArchitect er registrerede varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve og BioTube applicator er varemærker tilhørende BioPure Technology Limited. Tri-Clamp er et varemærke tilhørende Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp anvendes på licens.

wmfts.com/global



04 July 2024