

Ominaisuudet ja edut

- Eränumerot on valettu täydellisen jäljitettävyyden takaamiseksi
- Täysikokoinen sisähalkaisija takaa tasaisen siirtymän ilman esteitä
- Saatavana letkujen sisähalkaisijoita vastaavissa kokoluokissa tehokkaan virtauksen takaamiseksi.
- Parannettu Tri-Clamp-rakenne pienentää tiivistevian riskiä
- Voidaan steriloida autoklaavissa ja gammasäteilytyksellä
- Putken ja BioBarb-liittimen välinen tarkka puristus estää ohivirtauksen ja materiaalin kiinni tarttumisen



Tekniset tiedot

	BioBarb
Enimmäiskäyttöpaine	4 baaria
Enimmäiskäyttöpaine	58 psi
Nesteen lämpötila-alue	5 °C - 40 °C
Nesteen lämpötila-alue	40 °F - 104 °F
Käyttölämpötila-alue	-4 °C - 40 °C
Käyttölämpötila-alue	23 °F - 104 °F
Autoklaavauksen vakaus	135 °C (275 °F) 30 minuutin ajan
Gammavakaus	50 kGy
Säilyvyysaika	5 vuotta
Sertifiointi	ADCF, ISO 14644-1 luokka 7, ISO 9001, ISO10993, USP-luokka VI
Koko	1 HB, 1/2 HB, 1/4 HB, 1/8 HB, 3/4 HB, 3/8 HB, 5/8 HB, 7/8 HB tuumaa
TC-koko	½-¾ TC - 1-1½ TC tuumaa
Määrä	10 PCS

Rakennemateriaalit

	BioBarb
Materiaali	Luonnon PP

Tuotekoodit

Osanumero	Kuvaus	TC-koko	Sisähalkaisija	Letkun sisähalkaisijan mukaan	
PPSTC0125BB	1 1/2" TC - 1/8" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	1/8"	1/8" - 1/4"	3,2-6,4 mm.
PPSTC0250BB	1 1/2" TC - 1/4" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	1/4"	1/4" - 3/8"	6,4-9,6 mm
PPSTC0375BB	1 1/2" TC - 3/8" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	3/8"	3/8" - 1/2"	9,6-12,7 mm.
PPSTC0500BB	1 1/2" TC - 1/2" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	1/2"	1/2" - 5/8"	12,7-15,9 mm
PPSTC0625BB	1 1/2" TC - 5/8" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	5/8"	5/8" - 3/4"	15,9-19 mm.
PPSTC0750BB	1 1/2" TC - 3/4" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	3/4"	3/4" - 7/8"	19-22,2mm.
PPSTC0875BB	1 1/2" TC - 7/8" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	7/8"	7/8" - 1"	22,2-25,4 mm
PPSTC1000BB	1 1/2" TC - 1" sisähalkaisija	1" - 1 1/2"	1"	1"	25,4 mm
PPMTC0125BB	1/2" - 3/4" TC - 1/8" sisähalkaisija	1/2" - 3/4"	1/8"	1/8" - 1/4"	3,2-6,4 mm.
PPMTC0250BB	1/2" - 3/4" TC - 1/4" sisähalkaisija	1/2" - 3/4"	1/4"	1/4" - 3/8"	6,4-9,6 mm
PPMTC0375BB	1/2" - 3/4" TC - 3/8" sisähalkaisija	1/2" - 3/4"	3/8"	3/8" - 1/2"	9,6-12,7 mm.
PPMTC0500BB	1/2" - 3/4" TC - 1/2" sisähalkaisija	1/2" - 3/4"	1/2"	1/2" - 5/8"	12,7-15,9 mm
PPMTC0625BB	1/2" - 3/4" TC - 5/8" sisähalkaisija	1/2" - 3/4"	5/8"	5/8"	15,9-19 mm.

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määriytyksiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow ja WMArchitect ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve ja BioTube -applikaattori ovat BioPure Technology Limitedin tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Q-Clamp-tuotetta käytetään lisenssillä.

wmfts.com/global



04 July 2024