

Tulajdonságok és előnyök

- A teljes nyomon követhetőség érdekében a gyártási tételek száma fröccsöntött
- A teljes furatátmérő egyenletes átmenetet biztosít, akadályok nélkül
- A hatékony áramlási teljesítmény érdekében a cső furatméretével megegyező méretű furattal kaphatók.
- A továbbfejlesztett Tri-Clamp kialakítás csökkenti a tömítés meghibásodásának kockázatát
- Autoklávos és gamma-sugárzással sterilizálható
- A cső és a BioBarb közötti precíziós kompresszió kiküszöböli a megkerülő áramlást és a közeg beszorulását



Műszaki előírások

	BioBarb
Max. üzemi nyomás	4 bar
Max. üzemi nyomás	58 psi
Folyadék hőmérséklet-tartománya	5 °C - 40 °C
Folyadék hőmérséklet-tartománya	40 °F - 104 °F
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 °C - 40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	23 °F - 104 °F
Autokláv stabilitás	135 °C (275 °F) 30 percig
Gamma-stabilitás	50 kGy
Szavatossági idő	5 év
Tanúsítvány	Állati eredetű komponensektől mentes, ISO 14644-1 7. osztály, ISO 9001, ISO10993, USP Class VI
Méret	1 HB, 1/2 HB, 1/4 HB, 1/8 HB, 3/4 HB, 3/8 HB, 5/8 HB, 7/8 HB hüv.
TC méret	½-¾ TC - 1-1½ TC hüv.
Mennyiség	10 Db

Építőanyagok

	BioBarb
Anyag	Természetes PP

Termékkódok

Alkatrészszám	Leírás	TC méret	Furat mérete	A cső belső átmérője szerint	
PPSTC0125BB	1 1/2" TC - 1/8" furat	1" - 1 1/2"	1/8"	1/8" - 1/4"	3,2 mm - 6,4 mm
PPSTC0250BB	1 1/2" TC - 1/4" furat	1" - 1 1/2"	1/4"	1/4" - 3/8"	6,4 mm - 9,6 mm
PPSTC0375BB	1 1/2" TC - 3/8" furat	1" - 1 1/2"	3/8"	3/8" - 1/2"	9,6 mm - 12,7 mm
PPSTC0500BB	1 1/2" TC - 1/2" furat	1" - 1 1/2"	1/2"	1/2" - 5/8"	12,7 mm - 15,9 mm
PPSTC0625BB	1 1/2" TC - 5/8" furat	1" - 1 1/2"	5/8"	5/8" - 3/4"	15,9 mm - 19 mm
PPSTC0750BB	1 1/2" TC - 3/4" furat	1" - 1 1/2"	3/4"	3/4" - 7/8"	19-22,2mm
PPSTC0875BB	1 1/2" TC - 7/8" furat	1" - 1 1/2"	7/8"	7/8" - 1"	22,2 mm - 25,4 mm
PPSTC1000BB	1 1/2" TC - 1" furat	1" - 1 1/2"	1"	1"	25,4 mm
PPMTC0125BB	1/2" - 3/4" TC - 1/8" furat	1/2" - 3/4"	1/8"	1/8" - 1/4"	3,2 mm - 6,4 mm
PPMTC0250BB	1/2" - 3/4" TC - 1/4" furat	1/2" - 3/4"	1/4"	1/4" - 3/8"	6,4 mm - 9,6 mm
PPMTC0375BB	1/2" - 3/4" TC - 3/8" furat	1/2" - 3/4"	3/8"	3/8" - 1/2"	9,6 mm - 12,7 mm
PPMTC0500BB	1/2" - 3/4" TC - 1/2" furat	1/2" - 3/4"	1/2"	1/2" - 5/8"	12,7 mm - 15,9 mm
PPMTC0625BB	1/2" - 3/4" TC - 5/8" furat	1/2" - 3/4"	5/8"	5/8"	15,9 mm - 19 mm

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de a Watson-Marlow Limited semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés nélküli módosítására. A felhasználó felelőssége biztosítani, hogy a termék az adott alkalmazásban történő használathoz megfelelő legyen. A Watson-Marlow és a WMArchitect a Watson-Marlow Limited bejegyzett védjegye. A Bioclamp, a BioBarb, a FlatBioEndCap, a BioEndCap, a BioValve és a BioTube applikátor a BioPure Technology Limited védjegye. A Tri-Clamp az Alfa Laval Corporate AB bejegyzett védjegye. A Q-Clamp licenc alapján használható.

wmfts.com/global



04 July 2024