

## Caracteristici și beneficii

- Numere de lot turnate pentru trasabilitate completă
- Diametrul orificiului plin asigură o tranziție lină, fără obstacole
- Disponibile cu diametre interioare adaptate la diametrul interior al tubului pentru performanțe de debit eficiente.
- Designul îmbunătățit Tri-Clamp reduce riscul defectării etanșării
- Potrivit pentru sterilizare prin autoclavare și iradiere gama
- Compresia precisă între tub și BioBarb elimină necesitatea unei derivații a debitului și acumularea mediului



## Parametri tehnici

	BioBarb
Presiune de funcționare max.	4 bar
Presiune de funcționare max.	58 psi
Interval de temperatură fluid	5 °C până la 40 °C
Interval de temperatură fluid	40 °F până la 104 °F
Interval de temperatură de funcționare	-4 °C până la 40 °C
Interval de temperatură de funcționare	23 °F până la 104 °F
Stabilitatea la autoclavizare	135 °C (275 °F) timp de 30 minute
Stabilitate la gamma	50 kGy
Termenul de valabilitate	5 ani
Certificare	ADCF, ISO 14644-1 Clasa 7, ISO10993, ISO9001, USP Clasa VI
Dimensiune	1 HB, 1/2 HB, 1/4 HB, 1/8 HB, 3/4 HB, 3/8 HB, 5/8 HB, 7/8 HB în
Dimensiune TC	½-¾ TC - 1-1½ TC în
Cantitate	10 BUC

## Materiale de construcție

	BioBarb
Material	PP naturală

## Coduri de produs

Cod	Descriere	Dimensiune TC	Dimensiune alezaj	Pentru a se potrivi cu ID-ul tubului	
PPSTC0125BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 1/8"	1" - 1 1/2"	1/8"	1/8" - 1/4"	3.2 mm - 6.4 mm
PPSTC0250BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 1/4"	1" - 1 1/2"	1/4"	1/4" - 3/8"	6.4 mm - 9.6 mm
PPSTC0375BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 3/8"	1" - 1 1/2"	3/8"	3/8" - 1/2"	9.6 mm - 12.7 mm
PPSTC0500BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 1/2"	1" - 1 1/2"	1/2"	1/2" - 5/8"	12.7 mm - 15.9 mm
PPSTC0625BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 5/8"	1" - 1 1/2"	5/8"	5/8" - 3/4"	15.9 mm - 19 mm
PPSTC0750BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 3/4"	1" - 1 1/2"	3/4"	3/4" - 7/8"	19mm - 22,2mm
PPSTC0875BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 7/8"	1" - 1 1/2"	7/8"	7/8" - 1"	22.2 mm - 25.4 mm
PPSTC1000BB	Alezaj de 1 1/2" TC - 1"	1" - 1 1/2"	1"	1"	25,4 mm
PPMTC0125BB	Alezaj de 1/2" - 3/4" TC - 1/8"	1/2" - 3/4"	1/8"	1/8" - 1/4"	3.2 mm - 6.4 mm
PPMTC0250BB	Alezaj de 1/2" - 3/4" TC - 1/4"	1/2" - 3/4"	1/4"	1/4" - 3/8"	6.4 mm - 9.6 mm
PPMTC0375BB	Alezaj de 1/2" - 3/4" TC - 3/8"	1/2" - 3/4"	3/8"	3/8" - 1/2"	9.6 mm - 12.7 mm
PPMTC0500BB	Alezaj de 1/2" - 3/4" TC - 1/2"	1/2" - 3/4"	1/2"	1/2" - 5/8"	12.7 mm - 15.9 mm
PPMTC0625BB	Alezaj de 1/2" - 3/4" TC - 5/8"	1/2" - 3/4"	5/8"	5/8"	15.9 mm - 19 mm

Declinarea responsabilității: Informațiile cuprinse în acest document sunt considerate corecte în momentul publicării, însă Watson-Marlow Limited nu își asumă nicio răspundere în cazul eventualelor erori conținute în acesta și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat pentru un anumit proces tehnologic. Watson-Marlow și WMArchitect sunt mărci comerciale înregistrate ale Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap; Biovalve și BioTube Applicator sunt mărci comerciale ale BioPure Technology Limited. Tri-Clamp este o marcă comercială înregistrată a Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp este utilizat sub licență.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



04 July 2024