

Egenskaper och fördelar

- Satsnummer ingjutna för full spårbarhet
- Hel genomgående diameter säkerställer en mjuk övergång utan hinder
- Tillgänglig i storlekar med en innerdiameter som matchar slangens innerdiameter för effektivt flöde.
- Förbättrad Tri-Clamp-design minskar risken för tätningsfel
- Lämplig för sterilisering med autoklav och gammabestrålning
- Precisionskomprimering mellan slang och BioBarb eliminerar flödesförbikoppling och materialinklämning



Tekniska specifikationer

	BioBarb
Max. drifttryck	4 bar
Max. drifttryck	58 psi
Vätskans temperaturområde	5 °C till 40 °C
Vätskans temperaturområde	40 °F till 104 °F
Drifttemperaturområde	-4 °C till 40 °C
Drifttemperaturområde	23 °F till 104 °F
Autoklavstabilitet	135 °C (275 °F) under 30 minuter
Gammabestrålning	50 kGy
Lagringstid	5 år
Certifiering	ADCF, ISO 14644-1 klass 7, ISO 9001, ISO10993, USP klass VI
Storlek	1 HB, 1/2 HB, 1/4 HB, 1/8 HB, 3/4 HB, 3/8 HB, 5/8 HB, 7/8 HB tum
TC storlek	½-¾ TC - 1-1½ TC tum
Antal	10 ST

Materialspecifikation

	BioBarb
Material	Naturlig PP

Produktkoder

Artikelnummer	Beskrivning	TC storlek	Cylinderstorlek	För att passa slang-ID
PPSTC0125BB	1 1/2-tums TC till 1/8-tums hål	1" - 1 1/2"	1/8"	1/8" - 1/4" 3,2 mm - 6,4 mm
PPSTC0250BB	1 1/2"-tum TC till 1/4" hål	1" - 1 1/2"	1/4"	1/4" - 3/8" 6,4-9,6 mm
PPSTC0375BB	1 1/2" TC till 3/8" hål	1" - 1 1/2"	3/8"	3/8" - 1/2" 9,6-12,7 mm
PPSTC0500BB	1 1/2" TC till 1/2" hål	1" - 1 1/2"	1/2"	1/2" - 5/8" 12,7-15,9 mm
PPSTC0625BB	1 1/2" TC till 5/8" hål	1" - 1 1/2"	5/8"	5/8" - 3/4" 15,9-19 mm
PPSTC0750BB	1 1/2" TC till 3/4" hål	1" - 1 1/2"	3/4"	3/4" - 7/8" 19-22,2 mm
PPSTC0875BB	1 1/2" TC till 7/8" hål	1" - 1 1/2"	7/8"	7/8" - 1" 22,2-25,4 mm
PPSTC1000BB	1 1/2" TC till innerdiameter 1"	1" - 1 1/2"	1"	1" 25,4mm
PPMTC0125BB	1/2" - 3/4" TC till 1/8" hål	1/2" - 3/4"	1/8"	1/8" - 1/4" 3,2 mm - 6,4 mm
PPMTC0250BB	1/2" - 3/4" TC till 1/4" hål	1/2" - 3/4"	1/4"	1/4" - 3/8" 6,4-9,6 mm
PPMTC0375BB	1/2" - 3/4" TC till 3/8" hål	1/2" - 3/4"	3/8"	3/8" - 1/2" 9,6-12,7 mm
PPMTC0500BB	1/2" - 3/4" TC till 1/2" hål	1/2" - 3/4"	1/2"	1/2" - 5/8" 12,7-15,9 mm
PPMTC0625BB	1/2" - 3/4" TC till 5/8" hål	1/2" - 3/4"	5/8"	5/8" 15,9-19 mm

Friskrivning: Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Limited övertar inget ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Det är användarens ansvar att säkerställa produktens lämplighet för användarens tillämpning. Watson-Marlow och WMArchitect är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve och BioTube applicator är varumärken som tillhör BioPure Technology Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp används under licens.

wmfts.com/global



04 July 2024