

# Silicone 5000 - vakiotiivisteet



5000-sarjan silikonitiivisteet

## Ominaisuudet ja edut

- Laserkaiverrettu eränumerointi takaa materiaalin täydellisen jäljitettävyyden (saatavana myös ei-laserkaiverrettu versio)
- Suunniteltu ASME-BPE-standardien mukaisesti
- USP-luokan VI mukainen, ei sisällä eläinperäisiä aineosia (ADCF)
- Yhteensopiva Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) määräysten CFR 21 177.2600 kanssa
- Gammastabiili ja autoklaavattavissa
- Vähän uuttuvia aineita
- Kaksinkertainen pakkaus, kuumasaumattu




## Tekniset tiedot

	Silicone 5000 -vakiotiivisteet
Tiivisteiden tyyppi	Laipaton
Sisähalkaisija	22.9 - 147.8 mm
Sisähalkaisija	0.9 - 5.82 tuumaa
Ulkohalkaisija	50.3 - 165.4 mm
Ulkohalkaisija	1.98 - 6.51 tuumaa
Koko	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 tuumaa
Määrä	25 PCS
Sertifiointi	ADCF, ISO 10993, ISO-luokka 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP-luokka VI
Käyttölämpötila-alue	-55 °C – 210 °C
Käyttölämpötila-alue	-67 °F – 410 °F
Säilyvyysaika	5 vuotta
Gammavakaus	Max. 50 kGy

## Rakennemateriaalit

	Silicone 5000 -vakiotiivisteet
Materiaali	Platinakovetettu silikoni



BioPure Erittäin puhdas platinakivetetty silikonitiiviste - Laserkaiverrettu				
Osanumero	Koko tuumina	Ulkohalk. tuumina (A)	Sisähalk. tuumina (B)	Määrä
5001.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5001.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5001.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5001.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5001.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5001.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5001.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25
BioPure Erittäin puhdas platinakivetetty silikonitiiviste				
Osanumero	Koko tuumina	Ulkohalk. tuumina (A)	Sisähalk. tuumina (B)	Määrä
5201.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5201.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5201.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5201.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5201.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5201.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5201.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrittämiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow ja puresu ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve ja BioTube - applikaattori ovat BioPure Technology Limitedin tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Q-Clamp-tuotetta käytetään lisenssillä.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



20 February 2024