

Pienet Silicone 5000 - tiivisteet



5000-sarjan silikonitiivisteet

Ominaisuudet ja edut

- Laserkaiverrettu eränumerointi takaa materiaalin täydellisen jäljitettävyyden (saatavana myös ei-laserkaiverrettu versio)
- Suunniteltu ASME-BPE-standardien mukaisesti
- USP-luokan VI mukainen, ei sisällä eläinperäisiä aineosia (ADCF)
- Yhteensopiva Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) määräysten CFR 21 177.2600 kanssa
- Gammastabiili ja autoklaavattavissa
- Vähän uuttuvia aineita
- Kaksinkertainen pakkaus, kuumasaumattu




Tekniset tiedot

	Pienet Silicone 5000 -tiivisteet
Tiivisteiden tyyppi	Laipaton
Sisähalkaisija	10.9 - 16 mm
Sisähalkaisija	0.43 - 0.63 tuumaa
Ulkohalkaisija	21.6 mm
Ulkohalkaisija	0.85 tuumaa
Koko	0.5, 0.75 tuumaa
Määrä	25 PCS
Sertifiointi	ADCF, ISO 10993, ISO-luokka 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP-luokka VI
Käyttölämpötila-alue	-55 °C – 210 °C
Käyttölämpötila-alue	-67 °F – 410 °F
Säilyvyysaika	5 vuotta
Gammavakaus	Max. 50 kGy

Rakennemateriaalit

	Pienet Silicone 5000 -tiivisteet
Materiaali	Platinakovetettu silikoni



BioPure Erittäin puhdas platinakivetetty silikonitiiviste - Laserkaiverrettu				
Osanumero	Koko tuumina	Ulkohalk. tuumina (A)	Sisähalk. tuumina (B)	Määrä
5001.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5001.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
BioPure Erittäin puhdas platinakivetetty silikonitiiviste				
Osanumero	Koko tuumina	Ulkohalk. tuumina (A)	Sisähalk. tuumina (B)	Määrä
5201.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5201.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määrittämiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow ja puresu ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve ja BioTube -applikaattori ovat BioPure Technology Limitedin tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Q-Clamp-tuotetta käytetään lisenssillä.

wmfts.com/global



20 February 2024