

# Kisméretű szilikon 5000-es tömítőgyűrűk



5000-es sorozatú szilikon tömítőgyűrűk

## Tulajdonságok és előnyök

- Lézergravírozott gyártási tételek számozása a teljes anyagkövethetőség érdekében (nem lézergravírozott változat is kapható)
- Az ASME-BPE szabványoknak megfelelően tervezték
- USP VI. Osztályú megfelelés és állati eredetű komponensektől mentes (ADCF)
- Megfelel az FDA CFR 21 177.2600 előírásainak
- Gamma-stabil és autoklávozható
- Kis kioldható profil
- Kettős zsákos és hőszigetelt




## Műszaki előírások

|                             | Kisméretű szilikon 5000-es tömítőgyűrűk   |
|-----------------------------|---|
| Tömítőgyűrű típusa          | Karima nélküli  |
| Belső átmérő                | 10.9 - 16 mm  |
| Belső átmérő                | 0.43 - 0.63 hüv.  |
| Külső átmérő                | 21.6 mm   |
| Külső átmérő                | 0.85 hüv.   |
| Méret                       | 0.5, 0.75 hüv.  |
| Mennyiség                   | 25 Db   |
| Tanúsítvány                 | Állati eredetű komponensektől mentes, Gyógyszerkönyv Eur. 3.1.9, ISO 10993, ISO 7. osztály, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP Class VI |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 °C – 210 °C   |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 °F – 410 °F   |
| Szavatossági idő            | 5 év  |
| Gamma-stabilitás            | Max. 50 kGy   |

## Építőanyagok

|       | Kisméretű szilikon 5000-es tömítőgyűrűk |
|-------|---|
| Anyag | Platinával kezelt szilikon              |



| BioPure nagy tisztaságú, platínával kezelt szilikon tömítőgyűrű - lézergravírozott |               |                 |                 |           |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Alkatrészszám  | Méret hüvelyk | O.D hüvelyk (A) | I.D hüvelyk (B) | Mennyiség |
| 5001.0050.025  | 1/2           | 0,85 (21,6)     | 0,43 (10,9)     | 25        |
| 5001.0075.025  | 3/4           | 0,85 (21,6)     | 0,63 (16,0)     | 25        |
| BioPure nagy tisztaságú, platínával kezelt szilikon tömítőgyűrű                    |               |                 |                 |           |
| Alkatrészszám  | Méret hüvelyk | O.D hüvelyk (A) | I.D hüvelyk (B) | Mennyiség |
| 5201.0050.025  | 1/2           | 0,85 (21,6)     | 0,43 (10,9)     | 25        |
| 5201.0075.025  | 3/4           | 0,85 (21,6)     | 0,63 (16,0)     | 25        |

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de a Watson-Marlow Limited semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés nélküli módosítására. A felhasználó felelőssége biztosítani, hogy a termék az adott alkalmazásban történő használathoz megfelelő legyen. A Watson-Marlow és a puresu a Watson-Marlow Limited bejegyzett védjegye. A Bioclamp, a BioBarb, a FlatBioEndCap, a BioEndCap, a BioValve és a BioTube applikátor a BioPure Technology Limited védjegye. A Tri-Clamp az Alfa Laval Corporate AB bejegyzett védjegye. A Q-Clamp licenc alapján használható.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



20 February 2024