

Малки силиконови гарнитури 5000



Силиконови гарнитури от серия 5000

Характеристики и предимства

- Лазерно гравирано номериране на партидата за пълна проследяемост на материала (налична е и нелазерно гравирана версия)
- Проектирани в съответствие със стандартите ASME-BPE
- Съответстват на USP клас VI и не съдържа компоненти, извлечени от животни (ADCF)
- В съответствие с разпоредбите на FDA CFR 21 177.2600
- Стабилни на гама облъчване и с възможност за автоклавиране
- Нисък изваждащ се профил
- Опаковани в две торбички и термично запечатани




Технически спецификации

	Малки силиконови гарнитури 5000
Тип гарнитура	Без фланец
Вътрешен диаметър	10.9 - 16 mm
Вътрешен диаметър	0.43 - 0.63 in
Външен диаметър	21.6 mm
Външен диаметър	0.85 in
Размер	0.5, 0.75 in
Количество	25 БР.
Сертифициране	ADCF, ISO 10993, ISO клас 7, Ph. Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP клас VI
Работен температурен диапазон	-55 °C до 210 °C
Работен температурен диапазон	-67 °F до 410 °F
Срок на годност	5 години
Гама стабилност	Макс. 50 kGy

Конструктивни материали

	Малки силиконови гарнитури 5000
Материал	Втвърден с платина силикон



BioPure втвърдена с платина силиконова гарнитура с висока чистота — лазерно гравирана				
Номер на част	Размер инчове	Външен диаметър инчове (A)	Вътрешен диаметър инчове (B)	Количество
5001.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5001.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
BioPure втвърдена с платина силиконова гарнитура с висока чистота				
Номер на част	Размер инчове	Външен диаметър инчове (A)	Вътрешен диаметър инчове (B)	Количество
5201.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5201.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, се смята за вярна, но Watson-Marlow Limited не поема отговорност за грешки, които тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предупреждение. На отговорността на потребителя е да гарантира пригодността на продукта за употреба в рамките на неговото приложение. Watson-Marlow и WMArchitect са регистрирани търговски марки на Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve и BioTube applicator са търговски марки на BioPure Technology Limited. Tri-Clamp е регистрирана търговска марка на Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp се използва под лиценз.

wmfts.com/global



05 July 2024