

Malá těsnění Silicone 5000



Silikonová těsnění řady 5000

Vlastnosti a výhody

- Laserem gravírovaná čísla šarží pro úplnou sledovatelnost materiálu (k dispozici je také verze bez laserového gravírování)
- Navrženo v souladu s normami ASME-BPE
- V souladu s USP třídy VI a bez složek živočišného původu (ADCF)
- Vyhovuje předpisům FDA CFR 21 177.2600
- Gama stabilní a autoklávovatelné
- Nízký profil extrahovatelných látek
- Dvojitě zabalené a tepelně zatavené




Technické specifikace

	Malá těsnění Silicone 5000
Typ těsnění	Bez příruby
Vnitřní průměr	10.9 - 16 mm
Vnitřní průměr	0.43 - 0.63 palce
Vnější průměr	21.6 mm
Vnější průměr	0.85 palce
Velikost	0.5, 0.75 palce
Množství	25 ks
Certifikace	ADCF, ISO 10993, Ph. Eur. 3.1.9, Třída ISO 7, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP třídy VI
Rozsah provozní teploty	-55 °C až 210 °C
Rozsah provozní teploty	-67 °F až 410 °F
Skladovatelnost	5 let
Stabilita gama	Max. 50 kGy

Konstrukční materiály

	Malá těsnění Silicone 5000
Materiál	Hadice ze silikonu vulkanizovaného platinou



Vysoce čisté těsnění BioPure ze silikonu vulkanizovaného platinou – laserově gravírované				
Číslo dílu	Velikost v palcích	Vnější průměr, palce (A)	Vnitřní průměr, palce (B)	Množství
5001.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5001.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25
Vysoce čisté těsnění BioPure ze silikonu vulkanizovaného platinou				
Číslo dílu	Velikost v palcích	Vnější průměr, palce (A)	Vnitřní průměr, palce (B)	Množství
5201.0050.025	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
5201.0075.025	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Zřeknutí se odpovědnosti: Informace uvedené v tomto dokumentu jsou v době vydání považovány za správné. Společnost Watson-Marlow Limited však nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli v něm obsaženou chybu a vyhrazuje si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. Za zajištění vhodnosti produktu pro použití v rámci své aplikace odpovídá uživatel. Watson-Marlow a puresu jsou registrované ochranné známky společnosti Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve a BioTube Applicator jsou ochranné známky společnosti BioPure Technology Limited. Tri-Clamp je registrovanou obchodní známkou společnosti Alfa Laval Corporate AB. Svorka Q-Clamp se vyrábí na základě licence.

wmfts.com/global



20 February 2024