

# Små PTFE-packningar

PTFE-packningar



## Egenskaper och fördelar

- Konstruerad i enlighet med ASME-BPE-standarder
- Uppfyller USP klass VI och är fri från komponenter med djurderivat (ADCF)
- Uppfyller FDA-reglerna CFR 21 177.2601
- Batchnumrering ger produktpårbarhet
- Fungerar under extrema temperaturförhållanden. Från -212 °C till 232 °C (-350 °F till 450 °F)




## Tekniska specifikationer

|                       | Små PTFE-packningar |
|-----------------------|---------------------|
| Packningstyp          | Utan fläns          |
| Invändig diameter     | 9.7 - 15.7 mm       |
| Invändig diameter     | 0.38 - 0.62 tum     |
| Extern diameter       | 21.6 mm             |
| Extern diameter       | 0.85 tum            |
| Storlek               | 0.5, 0.75 tum       |
| Antal                 | 25 ST               |
| Certifiering          | ADCF, USP klass VI  |
| Drifttemperaturområde | -212 °C till 232 °C |
| Drifttemperaturområde | -350 °F till 450 °F |
| Lagringstid           | 20 år               |

## Materialspecifikation

|          | Små PTFE-packningar |
|----------|---------------------|
| Material | PTFE                |



| Artikelnummer | Storlek tum | ID (B) tum (mm) | YD (A) tum (mm) | Antal |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| 42MPG-050-25  | 1/2         | 0,38 (9,7)      | 0,85 (21,6)     | 25    |
| 42MPG-075-25  | 3/4         | 0,62 (15,7)     | 0,85 (21,6)     | 25    |

Friskrivning: Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Limited övertar inget ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Det är användarens ansvar att säkerställa produktens lämplighet för användarens tillämpning. Watson-Marlow och puresu är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve och BioTube applicator är varumärken som tillhör BioPure Technology Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp används under licens.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



20 February 2024