

Små PolySteel-pakninger



PolySteel-pakninger

Funksjoner og fordeler

- Utformet i samsvar med ASME-BPE-standarder
- USP klasse VI-kompatibel og uten animalske derivater (ADCF)
- Overholder FDA-regulativet CFR 21 177.2602
- Partinummerering gjør det mulig å spore produktet
- Kompositt i PTFE/rustfritt stål for aller beste kontinuerlig dampmotstand
- Virker under ekstreme temperaturforhold. Temperaturområder fra -212 °C til 327 °C (-350 °F til 620 °F)




Tekniske spesifikasjoner

| | Små PolySteel-pakninger |
|------------------------|-------------------------|
| Pakningstype | Uflenset |
| Innvendig diameter | 9.7 - 15.7 mm |
| Innvendig diameter | 0.38 - 0.62 tommer |
| Utvendig diameter | 21.6 mm |
| Utvendig diameter | 0.85 tommer |
| Størrelse | 0.5, 0.75 tommer |
| Antall | 25 PCS |
| Sertifisering | ADCF, USP-klasse VI |
| Driftstemperaturområde | -212 °C til 327 °C |
| Driftstemperaturområde | -350 °F til 620 °F |
| Holdbarhet | 20 år |

Konstruksjonsmaterialer

| | Små PolySteel-pakninger |
|-----------|--|
| Materiale | Kompositt PTFE/rustfritt stål, PTFE, Rustfritt stålkompositt |

Produktkoder



| Delenummer | Størrelse tommer | I.D (B) tommer (mm) | U.D (A) tommer (mm) | Antall |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 42MPG-PS-050-25 | 1/2 | 0,38 (9,7) | 0,85 (21,6) | 25 |
| 42MPG-PS-075-25 | 3/4 | 0,62 (15,7) | 0,85 (21,6) | 25 |

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er fremlagt i dette dokumentet anses som å være korrekt, men Watson-Marlow Limited er ikke ansvarlig for mulige feil som dokumentet kan inneholde, og tar forbehold om retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Det er brukernes ansvar å sikre at produktet er egnet for bruk i applikasjonen. Watson-Marlow og WMArchitect er registrerte varemerker for Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve og BioTube-applikator er varemerker for BioPure Technology Limited. Tri-Clamp er et registrert varemerke for Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp brukes under lisens.

wmfts.com/global



05 July 2024