

# Små PolySteel-packningar



PolySteel-packningar

## Egenskaper och fördelar

- Konstruerad i enlighet med ASME-BPE-standarder
- Uppfyller USP klass VI och är fri från komponenter med djurderivat (ADCF)
- Uppfyller FDA-reglerna CFR 21 177.2602
- Batchnumrering ger produktpårbarhet
- Komposit av PTFE/rostfritt stål för kontinuerlig ångbeständighet som är bäst i sin klass
- Fungerar under extrema temperaturförhållanden. Från -212 °C till 327 °C (-350 °F till 620 °F)




## Tekniska specifikationer

	Små PolySteel-packningar
Packningstyp	Utan fläns
Invändig diameter	9.7 - 15.7 mm
Invändig diameter	0.38 - 0.62 tum
Extern diameter	21.6 mm
Extern diameter	0.85 tum
Storlek	0.5, 0.75 tum
Antal	25 ST
Certifiering	ADCF, USP klass VI
Drifttemperaturområde	-212 °C till 327 °C
Drifttemperaturområde	-350 °F till 620 °F
Lagringstid	20 år

## Materialspecifikation

	Små PolySteel-packningar
Material	PTFE, PTFE/rostfritt stålkomposit, Rostfritt stålkomposit

## Produktkoder



Artikelnummer	Storlek tum	ID (B) tum (mm)	YD (A) tum (mm)	Antal
42MPG-PS-050-25	1/2	0,38 (9,7)	0,85 (21,6)	25
42MPG-PS-075-25	3/4	0,62 (15,7)	0,85 (21,6)	25

Friskrivning: Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Limited övertar inget ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Det är användarens ansvar att säkerställa produktens lämplighet för användarens tillämpning. Watson-Marlow och WMArchitect är registrerade varumärken som tillhör Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve och BioTube applicator är varumärken som tillhör BioPure Technology Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp används under licens.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



05 July 2024