

# Стандартни гарнитури от ВИТОН



Гарнитури от Витон

## Характеристики и предимства

- Проектирани в съответствие със стандартите ASME-BPE
- Съответстват на USP клас VI и не съдържа компоненти, извлечени от животни (ADCF)
- В съответствие с разпоредбите на FDA CFR 21 177.2604
- Номерирането на партидите дава възможност за проследяемост на продуктите
- Подобрена топлинна, киселинна и химическа устойчивост
- Предлагат се с фланци и без фланци в различни размери
- Viton® е регистрирана търговска марка на Chemours Company




## Технически спецификации

	Стандартни гарнитури от витон
Тип гарнитура	Без фланец
Вътрешен диаметър	22.9 - 147.8 mm
Вътрешен диаметър	0.9 - 5.82 in
Външен диаметър	50.3 - 165.4 mm
Външен диаметър	1.98 - 6.51 in
Размер	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 in
Количество	25 БР.
Сертифициране	ADCF, USP клас VI
Работен температурен диапазон	-23 °C до 204 °C
Работен температурен диапазон	-10 °F до 400 °F
Срок на годност	5 години

## Конструктивни материали

	Стандартни гарнитури от витон
Материал	Viton®



Гарнитура BioPure Viton®				
Номер на част	Размер инчове	Външ. диам. (А)	Вътр. диам. (В)	Количество
40MPSFY-100-25	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
40MPSFY-150-25	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
40MPSFY-200-25	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
40MPSFY-250-25	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
40MPSFY-300-25	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
40MPSFY-400-25	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
40MOSFY-600-25	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, се смята за вярна, но Watson-Marlow Limited не поема отговорност за грешки, които тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предупреждение. На отговорността на потребителя е да гарантира пригодността на продукта за употреба в рамките на неговото приложение. Watson-Marlow и puresu са регистрирани търговски марки на Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve и BioTube applicator са търговски марки на BioPure Technology Limited. Tri-Clamp е регистрирана търговска марка на Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp се използва под лиценз.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



20 February 2024