

Viton-vakiotiivisteet



Viton-tiivisteet

Ominaisuudet ja edut

- Suunniteltu ASME-BPE-standardien mukaisesti
- USP-luokan VI mukainen, ei sisällä eläinperäisiä aineosia (ADCF)
- Yhteensopiva Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) määräysten CFR 21 177.2604 kanssa
- Eränumerointi mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden
- Parempi lämmön-, hapon- ja kemikaalinkestävyys
- Saatavana laipalliset ja laipattomat vaihtoehdot useissa eri kokoluokissa
- Viton® on Chemours Companyn rekisteröity tavaramerkki




Tekniset tiedot

	Viton-vakiotiivisteet
Tiivisteiden tyyppi	Laipaton
Sisähalkaisija	22.9 - 147.8 mm
Sisähalkaisija	0.9 - 5.82 tuumaa
Ulkohalkaisija	50.3 - 165.4 mm
Ulkohalkaisija	1.98 - 6.51 tuumaa
Koko	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 tuumaa
Määrä	25 PCS
Sertifointi	ADCF, USP-luokka VI
Käyttölämpötila-alue	-23 °C – 204 °C
Käyttölämpötila-alue	-10 °F – 400 °F
Säilyvyysaika	5 vuotta

Rakennemateriaalit

	Viton-vakiotiivisteet
Materiaali	Viton®

Tuotekoodit



BioPure Viton® -tiiviste				
Osanumero	Koko tuumina	ULKOHALK. (A)	SISÄHALK. (B)	Määrä
40MPSFY-100-25	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
40MPSFY-150-25	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
40MPSFY-200-25	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
40MPSFY-250-25	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
40MPSFY-300-25	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
40MPSFY-400-25	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
40MOSFY-600-25	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan sisältämien tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät mutta Watson-Marlow Limited ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määriytyksiä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käytettäväksi kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Watson-Marlow ja WMArchitect ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve ja BioTube -applikaattori ovat BioPure Technology Limitedin tavaramerkkejä. Tri-Clamp on Alfa Laval Corporate AB:n rekisteröity tavaramerkki. Q-Clamp-tuotetta käytetään lisenssillä.

wmfts.com/global



05 July 2024