

# FlexFeed 30

Systemes de remplissage et de capsulage semi-automatiques

## Caractéristiques et avantages

- Compatible avec les bouchons à vis, les bouchons de pipettes et autres types de bouchons de forme spéciale
- Remplissage et capsulage d'une capacité nominale de 1 200 flacons par heure, avec des diamètres allant de 12 à 50 mm
- Le couple de capsulage uniforme évite les problèmes de fuite des flacons



## Spécifications techniques



	FlexFeed 30
Protection contre l'infiltration	IP52
Capacité	1200 unités/heure
Branchements électriques	110/230 V c.a., 50/60 Hz
Consommation	300 W
Alimentation en air comprimé	Air propre et sec
Poids	60 kg
Accessoires	Pièces au format personnalisé pour flacons et capsules
Diamètre max. du flacon	50 mm
Hauteur max. du flacon	110 mm

## Matériaux de construction

	FlexFeed 30
Matière	Acier inoxydable AISI 304, Aluminium anodisé, Polyacétal

## FlexFeed 30 : dimensions

Dimensions in mm/inches



Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce document sont réputées exactes. Watson-Marlow Flexicon A/S décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. AVERTISSEMENT : Ces produits ne sont pas conçus pour des applications connectées à un patient et ne doivent pas être utilisés à cette fin. Asepticsu et Accusil sont des marques déposées.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



08 February 2024