

# FlexFeed 30

半自動充填およびキャッピングシステム

## 機能と利点

- 特殊な形状のスクリーキャップ、ピペットキャップ、その他のスクリーキャップを取り扱うことができます
- 直径 12 mm ~ 50 mm の 1 時間あたり最大 1,200 本のボトルを充填およびキャッピングできます
- キャップトルクが一定に保たれているため、ボトルの漏れを防止できます



## 技術仕様



	FlexFeed 30
保護等級	IP52
吐出量	1200 単位 / 時間
電源	110/230 VAC, 50/60 Hz
電力消費量	300 W
エアサプライ	清潔で乾燥した空気
重さ	60 kg
付属品	ボトルおよびキャップ用にカスタマイズされたフォーマット部品
最大ボトル / バイアルの径	50 mm
最大ボトル / バイアルの高さ	110 mm

## 構成材質

	FlexFeed 30
材質	ステンレススチール AISI 304, ポリアセタール, 陽極酸化処理済みアルミニウム

## FlexFeed 30寸法

Dimensions in mm/inches



免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Flexicon A/Sは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。警告: この製品は、患者に接続する用途で使用するには設計されていないため、そのような用途に使用しないでください。asepticsuおよびAccusilは登録商標です。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



08 February 2024