

FlexFeed 30

半自动灌装和封盖系统

Flexicon
Liquid Filling

特点和优势

- 能够处理螺旋盖、滴管盖或其他特殊形状的螺旋盖
- 每小时最多灌装和封盖 1,200 瓶，直径从 12 mm 到 50 mm 不等
- 旋盖扭矩一致，防止液体泄漏



技术规格



	FlexFeed 30
防护等级	IP52
容量	1200 单位/小时
电源	110/230 V AC, 50/60 Hz
功耗	300 W
供气	清洁干燥的空气
重量	60 kg
附件	瓶和瓶盖的定制特殊配件
最大瓶/小瓶直径	50 mm
最大瓶/小瓶高度	110 mm

主要材料

	FlexFeed 30
材料	不锈钢 AISI 304, 聚乙缩醛, 阳极氧化铝

FlexFeed 30 尺寸

Dimensions in mm/inches



免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：本产品不设计用于，亦不能用于连接有问题的应用上。asepticsu 和 Accusil 是注册商标。

wmfts.com/global



08 February 2024