

# PF22/QC22

PF22 перисталтична машина за пълнене


## Характеристики и предимства

- Обеми на пълнене от 5-5000 мл с  $\pm 0,5\%$  точност
- Смяната на пътя на течността може да се постигне за по-малко от една минута
- Последователната точност на пълнене предотвратява скъпоструващото препълване
- Липса на разпенване, пръски или капки между пълненията
- Без кръстосано замърсяване



## PF22/QC22 производителност

PF22 – capacity diagram (based on water)




## Технически спецификации

	PF22/QC22
Диапазон на обема на пълнене	5-5000 ml
Точност	±0,5 %
Защита срещу проникване	IP31
Електрозахранване	110/230 V променлив ток, 50/60 Hz
Консумирана мощност	Max 350 W
Тегло	25 кг
Тегло	55 фунтове
Акcesoари	Дюзи за пълнене, тръби, стойка за пълнене, пневматична система с потапяща се дюза, крачен превключвател, принтер
Съвместим размер тръби	3,0 до 12,5 mm вътр. диам.

## Конструктивни материали

	PF22/QC22
Работа по случай	Анодизиран алуминий, Неръждаема стомана AISI 304
Възел на тялото на главата на помпата	Анодизиран алуминий
Възел на ролката на главата на помпата	Анодизиран алуминий, Неръждаема стомана 304

## PF22/QC22 размери



*Dimensions in mm/inch*

---

Отказ от отговорност: Информацията в този документ се смята за вярна, но Watson-Marlow Flexicon A/S не поема отговорност за грешки, които тя съдържа, и си запазва правото да променя спецификациите без предупреждение. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тези продукти не са предназначени за употреба и не трябва да се използват за приложения, свързани с пациента. WMArchitect и Accusil са регистрирани търговски марки.

[wmfts.com/global](https://wmfts.com/global)



05 July 2024