

PF22/QC22

PF22 peristalttinen täyttökone


Ominaisuudet ja edut

- Täyttötilavuudet arvosta 5-5000 ml tarkkuudella $\pm 0,5\%$
- Nesteväylää voi muuttaa alle minuutissa
- Tasainen täyttötarkkuus estää kalliin ylitäytön
- Ei vaahtoutumista, roiskeita tai tihkumista täyttöjen välillä
- Ei ristikontaminaatiota



PF22/QC22 suorituskyky

PF22 – capacity diagram (based on water)




Tekniset tiedot

	PF22/QC22
Täyttömääräalue	5-5000 ml
Tarkkuus	±0,5 %
Kotelointi	IP31
Virransyöttö	110/230 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus	Max 350 W
Paino	25 kg
Paino	55 naulaa
Lisätarvikkeet	Täyttösuuttimet, letkut, täyttöteline, paineilmatoiminen suutinjärjestelmä, jalkakytin, tulostin
Yhteensopiva letkukoko	3,0–12.5 mm sisähalkaisija

Rakennemateriaalit

	PF22/QC22
Kotelointi	Eloksoitu alumiini, Ruostumaton teräs AISI 304
Pumppupään runko	Eloksoitu alumiini
Pumppupään rulla osineen	Eloksoitu alumiini, Ruostumaton teräs 304

PF22/QC22 mitat



Dimensions in mm/inch

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan tietojen uskotaan olevan paikkansapitävät, mutta Watson-Marlow Flexicon A/S ei vastaa sen sisältämistä virheistä ja pidättää oikeuden muuttaa määriä ilman erillistä ilmoitusta. VAROITUS: Näitä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilaskäytetyissä käyttötarkoituksissa eikä niitä saa tällaisiin käyttää. WMArchitect ja Accusil ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

wmfts.com/global



05 July 2024