

PF22/QC22

PF22 perisztaltikus töltőgép


Tulajdonságok és előnyök

- 5-5000 ml vagy nagyobb térfogatok feltöltése $\pm 0,5\%$ -os pontossággal
- A folyadék útvonalának megváltoztatása kevesebb, mint egy perc alatt elvégezhető
- Az egyenletes töltési pontosság megakadályozza a költséges túltöltést
- Nincs habzás, fröccsenés, csepegés a feltöltések között
- Nincs keresztzennyeződés



PF22/QC22 - Teljesítmény

PF22 – capacity diagram (based on water)




Műszaki előírások

	PF22/QC22
Töltési térfogattartomány	5-5000 ml
Pontosság	±0,5 %
Behatás elleni védelem	IP31
Tápfeszültség	110/230 V AC, 50/60 Hz
Áramfelvétel	Max 350 W
Tömeg	25 kg
Tömeg	55 font
Tartozékok	Töltőfűvókák, csövek, töltőállvány, pneumatikus búvárfűvókarendszer, lábkapcsoló, nyomtató
Kompatibilis csőméret	3,0–12,5 mm belső átmérő

Építőanyagok

	PF22/QC22
Burkolat	Eloxált alumínium, Rozsdamentes acél AISI 304
Szivattyúfej házszerelvénye	Eloxált alumínium
Szivattyúfej görgőszerelvénye	Eloxált alumínium, Rozsdamentes acél 304

PF22/QC22 – Méretek



Dimensions in mm/inch

Jogi nyilatkozat: A dokumentumban szereplő információk helyesnek tartják, de Watson-Marlow Flexicon A/S nem vállal felelősséget a benne lévő hibákért, és fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítására.

FIGYELMEZTETÉS: Ezek a termékek nem alkalmasak és nem használhatók betegekkal kapcsolatos alkalmazásokban. A WMArchitect és az Accusil bejegyzett védjegyek.

wmfts.com/global



05 July 2024