

PF22/QC22

PF22 peristaltische vulmachine


Kenmerken en voordelen

- Vulvolumes van 5-5000 ml met $\pm 0,5\%$ nauwkeurigheid
- Het vloeistofpad kan in minder dan een minuut worden gewijzigd
- Consistente afvulnauwkeurigheid voorkomt dure overvulling
- Geen opschuiming, spetters of lekkages tussen de afvullingen
- Geen kruisbesmetting



PF22/QC22 prestaties

PF22 – capacity diagram (based on water)




Technische specificaties

| | PF22/QC22 |
|--------------------------------------|---|
| Bereik vulvolume | 5-5000 ml |
| Nauwkeurigheid | ±0,5 % |
| Bescherming tegen indringen van vuil | IP31 |
| Voeding | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
| Stroomverbruik | Max 350 W |
| Gewicht | 25 kg |
| Gewicht | 55 lbs |
| Accessoires | Vulmondstukken, slangen, vulstandaard, pneumatisch dompelmondstukstelsysteem, voetschakelaar, printer |
| Compatibele slangmaat | 3,0 tot 12.5 mm D |

Constructie materialen

| | PF22/QC22 |
|------------------|--|
| Behuizing | Geanodiseerd aluminium, Roestvrij staal AISI 304 |
| Pompkopbehuizing | Geanodiseerd aluminium |
| Pompkoproller | Geanodiseerd aluminium, Roestvrij staal 304 |

PF22/QC22 Afmetingen



Dimensions in mm/inch

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor apparaten en toepassingen die met patiënten worden gebruikt. WMArchitect en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.

wmfts.com/global



05 July 2024