

PF22/QC22

Mașină de umplere peristaltică PF22


Caracteristici și beneficii

- Volume de umplere începând de la 5-5000 ml cu precizie de $\pm 0,5\%$
- Schimbarea căii de fluid poate fi realizată în mai puțin de un minut
- Precizia consecventă a umplerii previne supraumplerea costisitoare
- Fără spumare, stropire sau picurare între umpleri
- Fără contaminare încrucișată



Performanțe PF22/QC22

PF22 – capacity diagram (based on water)




Parametri tehnici

	PF22/QC22
Intervalul volumului de umplere	5-5000 ml
Precizie	±0,5 %
Clasă de protecție	IP31
Alimentare electrică	110/230 Vca, 50/60 Hz
Consum electric	Max 350 W
Greutate	25 kg
Greutate	55 lbs
Accesorii	Duze de umplere, tuburi, suport de umplere, sistem cu acționare pneumatică de duze, comutator de picior, imprimantă
Dimensiune compatibilă a tubului	Di 3,0 până la 12,5 mm

Materiale de construcție

	PF22/QC22
Material carcasă	Aluminiu anodizat, Oțel inoxidabil AISI 304
Ansamblu corp pentru cap de pompă	Aluminiu anodizat
Ansamblul rolei capului de pompă	Aluminiu anodizat, Oțel inoxidabil 304

Dimensiuni PF22/QC22



Dimensions in mm/inch

Declinarea responsabilității: Informațiile din acest document sunt considerate corecte, dar Watson-Marlow Flexicon A/S nu acceptă nicio responsabilitate pentru erorile pe care le conține și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. AVERTISMENT: Aceste produse nu sunt concepute pentru a fi utilizate în și nu trebuie utilizate pentru aplicații conectate la pacient. WMArchitect și Accusil sunt mărci comerciale înregistrate.

wmfts.com/global



05 July 2024