

PF22/QC22

PF22 peristaltisk fyllningsmaskin


Egenskaper och fördelar

- Fyllningsvolymer från 5-5000 ml med $\pm 0,5\%$ noggrannhet
- Slangen kan bytas på mindre än en minut
- Konsekvent fyllningsnoggrannhet förhindrar dyrbar överfyllning
- Ingen skumning, inget stänk eller droppande mellan fyllningar
- Ingen korskontaminering



Prestanda för PF22/QC22

PF22 – capacity diagram (based on water)




Tekniska specifikationer

| | PF22/QC22 |
|-------------------------|--|
| Fyllningsvolymområde | 5-5000 ml |
| Noggrannhet | ±0,5 % |
| Skyddsklass | IP31 |
| Strömförsörjning | 110/230 V AC, 50/60 Hz |
| Strömförbrukning | Max 350 W |
| Vikt | 25 kg |
| Vikt | 55 lbs |
| Tillbehör | Fyllningsmunstycken, slangar, fyllningsstativ, pneumatiskt dykarmunstyckssystem, fotomkopplare, skrivare |
| Kompatibel slangstorlek | 3,0 till 12,5 mm ID |

Materialspecifikation

| | PF22/QC22 |
|------------------------|---|
| Kåpa | Anodiserad aluminium, Rostfritt stål AISI 304 |
| Pumpkroppenhet | Anodiserad aluminium |
| Pumphuvudets rullenhet | Anodiserad aluminium, Rostfritt stål 304 |

Mått för PF22/QC22



Dimensions in mm/inch

Friskrivning: Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Flexicon A/S tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. VARNING! Dessa produkter är inte avsedda för och får inte användas i patientrelaterade tillämpningar. WMArchitect och Accusil är registrerade varumärken.

wmfts.com/global



05 July 2024