


701FB med R/RX- pumpehode

700-serien av nærkoblede pumper

Funksjoner og fordeler

- Gjennomløpshastigheter opptil 1900 l/t (8,4 GPM) og opptil 2 bar (30 psi) topptrykk
- Et utvalg av faste hastigheter: 45 o/min, 134 o/min, 232 o/min og 348 o/min. Andre hastigheter på forespørsel
- Kontinuerlig rør i fem diameterstørrelser og seks materialer
- Robust, kjemisk og knekkresistent overflate, verktøy-opplåsbare spor
- Drevne okklusjonsruller for lengre levetid på røret



Tekniske spesifikasjoner

	701FB med R/RX-pumpehode
Omgivelsestemperaturområde	5 til 40 °C
Omgivelsestemperaturområde	41 til 104 °F
Motortyper	Motor med fast hastighet
Maks. driftshastighet	348 o/m
Inntrengningsklasse	IP55
Støy	<85dB(A) ved 1m
Vekt	42 kg
Strømforsyning	230/400V 50/60Hz 3-faset

Tabellen viser detaljer for pumper med fast hastighet. Hvis du vil ha mer informasjon om alternative drivverk, AC-motor og inverter, kan du kontakte din lokale representant for Watson-Marlow Technology Solutions.

Konstruksjonsmaterialer

	701FB med R/RX-pumpehode
Girkasse	Støpejern
Pumpehodets kasseenhet	Aluminiumslegering med coating av epoksy polyester-pulverlakk
Pumpehodets rulleenhet	MoS2-fylt nylon 6 (Nylatron)
Pumpehodets rotorenhet	Aluminium, Rustfritt stål
Pumpehodetspor	Aluminiumslegering med coating av epoksy polyester-pulverlakk
Fester	Rustfritt stål
Rørklemmeenhet	Glassfylt nylon

Informasjonen som er oppført, dekker hele spekteret av pumper med fast hastighet.

Hvis du vil ha detaljerte spesifikasjoner for individuelle modeller/komponenter og andre alternativer for drivverk/pumpehoder, kan du se i brukerhåndboken eller kontakte WMFTS-representanten.

Ansvarsfraskrivelse: Alle viste gjennomløpshastigheter ble oppnådd gjennom å pumpe vann ved 20 °C (68 °F) helt uten sug- og leveringshoder. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene og Marprene er varemerker for Watson-Marlow Limited. Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet antas å være korrekt, men Watson-Marlow Limited påtar seg intet ansvar for eventuelle feil den inneholder, og forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. GORE og STA-PURE er varemerker for W. L. Gore & Associates. Oppgi produktkoden når du bestiller pumper og slanger.

wmfts.com/global



19 January 2024