

# GORE® STA-PURE-serie PCS -rør



GORE® STA-PURE-serien PCS

## Funksjoner og fordeler

- Trykk opp til 7 bar (100 psi)
- Lengste tilgjengelige rørlevetid
- STA-PURE PCS-åpningen er tre ganger glattere enn termoplastisk elastomerrør, uten hulrom eller sprekker som oppstår når bøying fortsetter
- Spallasjon så å si eliminert, slik at verdifulle arbeidsvæsker ikke forurenses
- Finnes i 20 forskjellige innvendige diametre, tre veggykkelser og tre elementlengder
- Driftstemperatur -20 °C til 80 °C
- STA-PURE PCS er et varemerke for WL Gore & Associates inc.



## Tekniske spesifikasjoner

	GORE® STA-PURE-serie PCS-rør
Åpningsstørrelse	1.6 - 25.4 mm
Åpningsstørrelse	0.0625 - 1 tommer
Veggykkelse	1.6 - 4.8 mm
Veggykkelse	0.0625 - 0.1875 tommer
Lengde	305 - 660 mm
Farge	Offwhite
Gjennomsiktighet	Ugjennomsiktig
Spallasjon	Svært lav
Sertifisering	USP <87>, USP <88>, USP-klasse VI
Driftstemperaturområde	-20 til 80 °C
Driftstemperaturområde	-4 til 176 °F
Testmetode for gasspermeabilitet	O2cm3.cm.10-6/cm2.s.cmHg
Vannabsorpsjon	Lav
Steriliseringsmetoder	Autoklav, CIP, SIP

## Konstruksjonsmaterialer

	GORE® STA-PURE-serie PCS-rør
Rør	Kompositt av EPTFE og platinaherdet silikon

## Produktkoder

Tilgjengelige størrelser på STA-PURE PCS-pumper						
Innvendig diameter		Vegg		Nr.	Elementlengde	Delenummer
mm	tommer	mm	tommer		mm	
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	305	961.0016.016
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	305	961.0032.016
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	305	961.0048.016
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	305	961.0064.016
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	305	961.0080.016
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	355	961.0016.L16
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	355	961.0032.L16
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	355	961.0048.L16
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	355	961.0064.L16
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	355	961.0080.L16
1,6	0,0625	2,4	0,0938	119	355	961.0016.024
3,2	0,1250	2,4	0,0938	120	355	961.0032.024
4,8	0,1875	2,4	0,0938	15	355	961.0048.024
6,4	0,2500	2,4	0,0938	24	355	961.0064.024
8,0	0,3125	2,4	0,0938	121	355	961.0080.024
9,6	0,3750	2,4	0,0938	122	610	961.0096.024
6,4	0,2500	3,2	0,1250	26	610	961.0064.032
9,6	0,3750	3,2	0,1250	73	610	961.0096.032
12,7	0,5000	3,2	0,1250	82	610	961.0127.032
15,9	0,6250	3,2	0,1250	184	610	961.0159.032
9,6	0,3750	4,8	0,1875	193	610	961.0096.048
12,7	0,5000	4,8	0,1875	88	610	961.0127.048
15,9	0,6250	4,8	0,1875	189	610	961.0159.048
19,0	0,7500	4,8	0,1875	191	610	961.0190.048
25,4	1,0000	4,8	0,1875	92	610	961.0254.048

Ansvarsfraskrivelse: Watson-Marlow og LoadSure er registrerte varemerker for Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS er et registrert varemerke for WL Gore & Associates Inc. Oppgi produktkoden når du bestiller pumper og rør.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



22 November 2023